

	FICHA TÉCNICA	Código: TDS_100
	COPAS PROFILAXIS (36u.)	Fecha: 17/05/2022
	PROCLINIC	Versión: 01

PRODUCTO	COPAS PROFILAXIS (36u.) PROCLINIC	
REFERENCIA	0126	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Stoddard Manufacturing Company Limited Blackhorse Road Letchworth Garden City Hertfordshire SG6 1HB England	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Copas fabricadas en goma que se adaptan a la superficie del diente. Posee 4 láminas interiores que permiten un buen contacto, evitando abrasiones y salpicaduras. Para contra-ángulo.	
ESPECIFICACIONES	Polímero sintético de grado médico, sin látex.	
EMBALAJE	36 Ud./caja.	
CADUCIDAD	Consultar el embalaje.	
FINALIDAD	Para la limpieza y pulido de dientes naturales, empastes de oro y amalgama.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Este producto es adecuado para uso transitorio, pero no debe implantarse de forma permanente en el cuerpo humano.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Almacenar en un lugar seco a temperatura ambiente lejos de la luz. Evitar temperatura > 70°. El producto debe transportarse en los envases originales para evitar daños o fugas. Mantenerse contenedores secos.	