



FICHA TÉCNICA

MASCARILLAS RECTANGULARES BESTDENT		
REFERENCIAS	01502: Color verde 01503: Color azul 01504: Color naranja	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme a la Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Mascarillas rectangulares de 3 capas, con elásticos. Tipo IIR, en color verde, azul o naranja. No estériles.	
COMPOSICIÓN	Capa externa Polipropileno Filtro Polipropileno Capa interna Polipropileno Elásticos Poliéster	
ESPECIFICACIONES	Mascarilla tipo IIR Eficacia de la filtración bacteriana (EFB): >98% Presión diferencial: <60 Pa/cm ² Presión de resistencia a las salpicaduras: ≥16,0 kPa Medidas: 17,5 x 9,5 cm	
ENVASE	50 mascarillas por envase	
VIDA ÚTIL	3 años a partir de la fecha de fabricación	
FINALIDAD PREVISTA	Se utilizan como barrera para las emisiones respiratorias de las personas (saliva, secreciones...), permitiéndoles respirar sin dificultad. Especialmente diseñadas para situaciones médicas, salas limpias, visitas... Pueden proteger y prevenir de infecciones bacterianas de una manera eficaz.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Producto de un solo uso. No usar si el envase está dañado.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	
ESTÁNDARES QUE CUMPLEN	EN 14683	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT RECTANGULAR MASKS		
REFERENCES	01502: Green 01503: Blue 01504: Orange	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	Rectangular three-layered masks, with elastic bands. Type IIR, green, blue or orange. Non-sterile. For single use.	
COMPOSITION	Outer layer Polypropylene Filter Polypropylene Inner layer Polypropylene Elastic bands Polyester	
SPECIFICATIONS	Type IIR face mask Bacterial Filtration Efficiency (BFE): >98% Differential pressure : <60 Pa/cm ² Splash resistance: ≥16,0 kPa Size: 17,5 x 9,5 cm	
PACKAGING	50 masks per box	
SHELF LIFE	3 years from the date of manufacture	
INTENDED USE	Intended to trap the emanations of the respiratory flows (saliva, secretions...) of users, allowing them to breathe without difficulty. They are especially designed for medical situations, clean rooms, and visitors, and can efficiently protect and prevent from bacterial infection.	
SAFETY INFORMATION	For single use only. Do not use if package is damaged.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture.	
STANDARDS APPLIED	EN 14683	