




**FICHA TÉCNICA**

<b>MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PROCLINIC</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	0150: Color verde 01500: Color azul 01501: Color rosa	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Mascarillas rectangulares de 3 capas, tipo IIR, en color verde, azul o rosa. No estériles.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Capa externa Polipropileno Filtro Polipropileno Capa interna Polipropileno Elásticos Poliéster	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Mascarilla quirúrgica tipo IIR Eficacia de la filtración bacteriana (EFB): >98% Presión diferencial: <60 Pa/cm <sup>2</sup> Presión de resistencia a las salpicaduras: ≥16,0 kPa Medidas: 17,5 x 9,5 cm	
<b>ENVASE</b>	50 mascarillas por envase	
<b>VIDA ÚTIL</b>	5 años a partir de la fecha de fabricación	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Se utilizan como barrera para las emisiones respiratorias (saliva, secreciones...) de las personas, permitiéndoles respirar sin dificultad. Especialmente diseñadas para situaciones médicas, salas limpias, visitas... Pueden proteger y prevenir de infecciones bacterianas de una manera eficaz.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	Producto de un solo uso. No usar si el envase está dañado.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	
<b>NORMATIVAS QUE CUMPLEN</b>	EN 14683	

**TECHNICAL DATA SHEET**

<b>PROCLINIC PROCEDURE MASKS</b>		
<b>REFERENCES</b>	0150: Green colour 01500: Blue colour 01501: Pink colour	
<b>MANUFACTURER</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745 on medical devices.	
<b>DESCRIPTION</b>	Rectangular 3 folded masks, type IIR, green, blue or pink. Non-sterile. For single use.	
<b>COMPOSITION</b>	External side    Polypropylene Filter             Polypropylene Internal side    Polypropylene Elastics          Polyester	
<b>SPECIFICACIONES</b>	Type IIR face mask Bacterial Filtration Efficiency (BFE): >98% Differential pressure : <60 Pa/cm <sup>2</sup> Splash resistance: ≥16,0 kPa Size: 17,5 x 9,5 cm	
<b>PACKAGING</b>	50 masks per package	
<b>SHELF LIFE</b>	5 years from the date of manufacture	
<b>INTENDED USE</b>	Intended to trap the emanations of the respiratory flows (saliva, secretions...) of users, allowing them to breathe without difficulty. . They are especially designed for medical situations, clean rooms, and visitors, and can efficiently protect and prevent from bacterial infection.	
<b>SAFETY INFORMATION</b>	For single use only. Do not use if package is damaged.	
<b>HANDLING AND STORAGE</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture.	
<b>STANDARDS APPLIED</b>	EN 14683	

**SCHEDA TECNICA**

<b>MASCHERINE CHIRURGICHE PROCLINIC</b>		
<b>CODICI ARTICOLI</b>	0150: Verde 01500: Blu 01501: Rosa	
<b>PRODOTTO DA</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
<b>NOTE TECNICHE</b>	Dispositivo Medico Classe I. Classificato in base al Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici.	
<b>DESCRIZIONE</b>	Mascherine rettangolari a 3 strati, tipo IIR. Non sterili. Per uso singolo.	
<b>MATERIALE DI PRODUZIONE</b>	Strato esterno: polipropilene Filtro: polipropilene Strato interno: polipropilene Elastici: poliestere	
<b>SPECIFICAZIONI</b>	Mascherine chirurgiche di tipo IIR Efficienza di filtrazione batterica (BFE): >98% Pressione differenziale: <60 Pa/cm <sup>2</sup> Pressione di resistenza agli spruzzi: ≥16,0 kPa Dimensioni: 17,5 x 9,5 cm	
<b>IMBALLAGGIO</b>	Confezione da 50 pezzi	
<b>VITA UTILE</b>	5 anni	
<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Le mascherine chirurgiche si utilizzano come barriera alle emissioni respiratorie delle persone (saliva, secrezioni...), e presentano una buona porosità all'aria che garantisce un'ottima respirabilità. Le mascherine chirurgiche sono particolarmente progettate per situazioni mediche, camere bianche, visite, ecc. Possono proteggere e prevenire le infezioni batteriche in modo efficace.	
<b>INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA</b>	Prodotto monouso. Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato.	
<b>STOCCAGGIO</b>	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere dall'umidità.	
<b>STANDARD APPLICABILE</b>	EN 14683	