



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

NOMBRE QUÍMICO/TÉCNICO:
Cemento Provisional sin eugenol

NOMBRE COMERCIAL:
Cemento Provisional de 38g

COMPOSICIÓN:
Sulfato de Calcio, Oxido de Zinc, Aceite mineral, Estearato de Zinc, Bióxido de Titanio

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Pasta suave.

USO Y FUNCIÓN:
Para obturaciones temporales oclusales.

PELIGROSIDAD:
Algunos pacientes pueden presentar reacción alérgica leve al producto o a cualquiera de sus componentes.