

FICHA TÉCNICA

PISTOLA DISPENSADORA PROCLINIC		
REFERENCIA	0156	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Pistola dispensadora para la impresión de materiales dentales.	
COMPOSICIÓN	Polietileno	
ESPECIFICACIONES	Cartucho: dos componentes Capacidad: para 50 ml (1:1) Características: Alta duración, ergonomía excelente, consistente y precisa.	
ENVASE	Envase con 1 unidad	
FINALIDAD PREVISTA	Uso dental. Para la impresión de materiales dentales, registro de mordida, de composites, etc.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.	

TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC DISPENSING GUN		
REFERENCE	0156	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.	
DESCRIPTION	Dispensing gun for the impression of dental materials.	
COMPOSITION	Polyethylene.	
SPECIFICATIONS	Cartridge: two-component Capacity: for 50ml (1:1) Features & Benefits: Most durable, Save-effort, excellent ergonomics, accurate and consistent.	
PACKAGING	Package with 1 unit	
INTENDED USE	Dental use. For dispensing dental impression materials, bite registration materials, soft/hard relining materials, dual cured composite resins, etc.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	