

FICHA TÉCNICA



ALGINATO NEW PROCLINIC

REFERENCIA	01592
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.
DESCRIPCIÓN	Alginato de alta precisión para impresiones dentales.
COMPOSICIÓN	Polvo conteniendo alginato y otras sales.
ESPECIFICACIONES	Tiempo de mezclado: 30 s Tiempo total de trabajo: 1 min 15 s Tiempo en boca: 45 s Aroma de menta. Color rosa. Libre de polvo.
ENVASE	Envase con 453 g
FINALIDAD PREVISTA	Para uso por profesionales dentales para obtener impresiones dentales.
VIDA ÚTIL	4 años.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.

TECHNICAL DATA SHEET**PROCLINIC NEW ALGINATE**

REFERENCE	01592
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy
CLASSIFICATION	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.
DESCRIPTION	High precision alginate for dental impressions.
COMPOSITION	Powder containing salts of alginic acid.
SPECIFICATIONS	Mixing time: 30 s Working time: 1 min 15 s Time in mouth: 45 s Characteristic smell: mint. Colour: pink. Dust free material.
PACKAGING	Package with 453 g
INTENDED USE	Used by dental professionals for making dental impressions.
SHELF LIFE	4 years
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO**ALGINATO NEW PROCLINIC**

CODICE ARTICOLO	01592
PRODOTTO DA	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia
NOTE TECNICHE	Dispositivo Medico Classe I conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.
DESCRIZIONE	Alginate per impronte dentali di precisione.
COMPOSIZIONE	Polvere contenente sali di acido alginico.
SPECIFICHE DEL PRODOTTO	Tempo di miscelazione: 30 s Tempo di lavoro: 1 min 15 s Tempo di lavoro in bocca: 45 s Aroma: Menta. Colore: rosa. Senza polvere.
IMBALLAGGIO	453 g
DESTINAZIONE D'USO	Solo per uso da parte dei professionisti del settore dentale per ottenere impronte dentali.
DATA DI SCADENZA	4 anni.
STOCCAGGIO	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere da umidità e calore eccessivo.