

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>	EP-0445
	LÍNEA LABORATORIO LABORATORY LINE	Revisión: 00
		19.05.2015
		Página 1 de 1

1 PRODUCTO / *PRODUCT*

PROCLINIC YESO DURO TIPO III ORTODONCIA

2 MADESPA, S.A.

Descripción / <i>Description</i>	Yeso blanco brillante para ortodoncia. / <i>Extra-white gypsum for orthodontics</i>
Tipo / <i>Type</i>	Tipo III / <i>Type III</i>
Norma / <i>Standard</i>	ISO 6873

3 PROPIEDADES / *PROPERTIES*

Proporción / <i>Ratio</i>	100 g / 26 ml
Color / <i>Colour</i>	Blanca / <i>White</i>
Tiempo de trabajo / <i>Working time</i>	6'-8'
Fraguado final (Vicat) / <i>Final setting (Vicat)</i>	8'40"-13'20"
Expansión de fraguado / <i>Setting expansion (2h)</i>	≤0,20 %
Resistencia a la compresión (1 h) / <i>Compression strength (1 h)</i>	~33 MPa
Tiempo de extracción / <i>Extraction time</i>	45'

4 PRESENTACIÓN / *PRESENTATION*

Presentación / <i>Presentation</i>	Bidón de 4 Kg / <i>Drum of 4 Kg</i>
	Caja 25 Kg / <i>Cardboard box of 25 Kg</i>

5 CADUCIDAD / *EXPIRY DATE*

3 años / <i>3 years</i>

Elaborado: RC	Revisado: DT	Aprobado: DT	COPIA	Fecha:
Fecha: 19.05.2015			Asignada a:	