

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>	EP-0442
	LÍNEA LABORATORIO LABORATORY LINE	
	19.05.2015	
		Página 1 de 1

1 PRODUCTO / *PRODUCT*
PROCLINIC YESO DURO TIPO IV ROSA
2 MADESPA, S.A.

Descripción / <i>Description</i>	Yeso extra duro color rosa gingival / <i>Gum pink-coloured extra-hard gypsum</i>
Tipo / <i>Type</i>	Yeso tipo IV. / <i>Gypsum type IV.</i>
Norma / <i>Standard</i>	ISO 6873

3 PROPIEDADES / *PROPERTIES*

Proporción / <i>Ratio</i>	100 g / 22 ml
Color / <i>Colour</i>	Rosa / <i>Pink</i>
Tiempo de trabajo / <i>Working time</i>	6'-7'
Fraguado final (Vicat) / <i>Final setting (Vicat)</i>	8'-12'
Expansión de fraguado / <i>Setting expansion (2 h)</i>	~0,09 %
Expansión de fraguado / <i>Setting expansion (24 h)</i>	≤0,18%
Resistencia a la compresión (1 h) / <i>Compression strength (1 h)</i>	~43 MPa
Tiempo de extracción / <i>Extraction time</i>	45'

4 PRESENTACIÓN / *PRESENTATION*

Presentación / <i>Presentation</i>	Bidón de 4 Kg / Drum of 4 Kg
---	------------------------------

5 CADUCIDAD / *EXPIRY DATE*

3 años / 3 years

Elaborado: RC	Revisado: DT	Aprobado: DT	COPIA	Fecha:
			<input type="checkbox"/> Controlada: N°	
			<input type="checkbox"/> No Controlada: N°	
Fecha: 19.05.2015			Asignada a:	