

**FICHA TÉCNICA**


<b>ALGINATO REGULAR SET PROCLINIC</b>																													
<b>REFERENCIAS</b>	0161: 1 unidad 0162: 2 unidades																												
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia																												
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.																												
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Alginato de alta precisión para impresiones dentales.																												
<b>COMPOSICIÓN</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingredients</th> <th>Percentage %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIATOMACEOUS EARTH</td> <td>65-90</td> </tr> <tr> <td>CALCIUM SULPHATE</td> <td>5-20</td> </tr> <tr> <td>SODIUM ALGINATE</td> <td>10-20</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM ALGINATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PHOSPHATE</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PYROPHOSPHATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM FLUOROTITANATE</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>ZINC OXIDE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MAGNESIUM HYDROXIDE</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>VASELINE OIL</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>pH INDICATOR</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>FOOD FLAVOUR</td> <td>0.1-0.5</td> </tr> <tr> <td>PIGMENTS</td> <td>0.01-0.05</td> </tr> </tbody> </table>	Ingredients	Percentage %	DIATOMACEOUS EARTH	65-90	CALCIUM SULPHATE	5-20	SODIUM ALGINATE	10-20	POTASSIUM ALGINATE	-	SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5	SODIUM PYROPHOSPHATE	-	POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3	ZINC OXIDE	-	MAGNESIUM HYDROXIDE	1-3	VASELINE OIL	1-3	pH INDICATOR	-	FOOD FLAVOUR	0.1-0.5	PIGMENTS	0.01-0.05
Ingredients	Percentage %																												
DIATOMACEOUS EARTH	65-90																												
CALCIUM SULPHATE	5-20																												
SODIUM ALGINATE	10-20																												
POTASSIUM ALGINATE	-																												
SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5																												
SODIUM PYROPHOSPHATE	-																												
POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3																												
ZINC OXIDE	-																												
MAGNESIUM HYDROXIDE	1-3																												
VASELINE OIL	1-3																												
pH INDICATOR	-																												
FOOD FLAVOUR	0.1-0.5																												
PIGMENTS	0.01-0.05																												
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Tiempo de mezclado: 30 s Tiempo total de trabajo: 1 min 55 s Tiempo en boca: 45 s Aroma de menta. Color naranja. Libre de polvo.																												
<b>ENVASE</b>	Envase con 453 g																												
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Para uso por profesionales dentales para obtener impresiones dentales.																												
<b>VIDA ÚTIL</b>	4 años.																												
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.																												



## TECHNICAL DATA SHEET

<b>PROCLINIC REGULAR SET ALGINATE</b>																													
<b>REFERENCES</b>	0161: 1 unit 0162: 2 units																												
<b>MANUFACTURER</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy																												
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.																												
<b>DESCRIPTION</b>	High precision alginate for dental impressions.																												
<b>COMPOSITON</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingredients</th> <th>Percentage %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIATOMACEOUS EARTH</td> <td>65-90</td> </tr> <tr> <td>CALCIUM SULPHATE</td> <td>5-20</td> </tr> <tr> <td>SODIUM ALGINATE</td> <td>10-20</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM ALGINATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PHOSPHATE</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PYROPHOSPHATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM FLUOROTITANATE</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>ZINC OXIDE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MAGNESIUM HYDROXIDE</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>VASELINE OIL</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>pH INDICATOR</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>FOOD FLAVOUR</td> <td>0.1-0.5</td> </tr> <tr> <td>PIGMENTS</td> <td>0.01-0.05</td> </tr> </tbody> </table>	Ingredients	Percentage %	DIATOMACEOUS EARTH	65-90	CALCIUM SULPHATE	5-20	SODIUM ALGINATE	10-20	POTASSIUM ALGINATE	-	SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5	SODIUM PYROPHOSPHATE	-	POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3	ZINC OXIDE	-	MAGNESIUM HYDROXIDE	1-3	VASELINE OIL	1-3	pH INDICATOR	-	FOOD FLAVOUR	0.1-0.5	PIGMENTS	0.01-0.05
Ingredients	Percentage %																												
DIATOMACEOUS EARTH	65-90																												
CALCIUM SULPHATE	5-20																												
SODIUM ALGINATE	10-20																												
POTASSIUM ALGINATE	-																												
SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5																												
SODIUM PYROPHOSPHATE	-																												
POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3																												
ZINC OXIDE	-																												
MAGNESIUM HYDROXIDE	1-3																												
VASELINE OIL	1-3																												
pH INDICATOR	-																												
FOOD FLAVOUR	0.1-0.5																												
PIGMENTS	0.01-0.05																												
<b>SPECIFICATIONS</b>	Mixing time: 30 s Working time: 1 min 55 s Time in mouth: 45 s Characteristic smell: mint. Colour: orange. Dust free material.																												
<b>PACKAGING</b>	Package with 453 g																												
<b>INTENDED USE</b>	Used by dental professionals for making dental impressions.																												
<b>SHELF LIFE</b>	4 years																												
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.																												


**SCHEMA TECNICA PRODOTTO**

<b>ALGINATO REGULAR SET PROCLINIC</b>																													
<b>CODICI ARTICOLI</b>	0161: 1 unità 0162: 2 unità																												
<b>PRODOTTO DA</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia																												
<b>NOTE TECNICHE</b>	Dispositivo Medico Classe I conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.																												
<b>DESCRIZIONE</b>	Alginate per impronte dentali di precisione.																												
<b>COMPOSIZIONE</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingredients</th> <th>Percentage %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIATOMACEOUS EARTH</td> <td>65-90</td> </tr> <tr> <td>CALCIUM SULPHATE</td> <td>5-20</td> </tr> <tr> <td>SODIUM ALGINATE</td> <td>10-20</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM ALGINATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PHOSPHATE</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PYROPHOSPHATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM FLUOROTITANATE</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>ZINC OXIDE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MAGNESIUM HYDROXIDE</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>VASELINE OIL</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>pH INDICATOR</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>FOOD FLAVOUR</td> <td>0.1-0.5</td> </tr> <tr> <td>PIGMENTS</td> <td>0.01-0.05</td> </tr> </tbody> </table>	Ingredients	Percentage %	DIATOMACEOUS EARTH	65-90	CALCIUM SULPHATE	5-20	SODIUM ALGINATE	10-20	POTASSIUM ALGINATE	-	SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5	SODIUM PYROPHOSPHATE	-	POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3	ZINC OXIDE	-	MAGNESIUM HYDROXIDE	1-3	VASELINE OIL	1-3	pH INDICATOR	-	FOOD FLAVOUR	0.1-0.5	PIGMENTS	0.01-0.05
Ingredients	Percentage %																												
DIATOMACEOUS EARTH	65-90																												
CALCIUM SULPHATE	5-20																												
SODIUM ALGINATE	10-20																												
POTASSIUM ALGINATE	-																												
SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5																												
SODIUM PYROPHOSPHATE	-																												
POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3																												
ZINC OXIDE	-																												
MAGNESIUM HYDROXIDE	1-3																												
VASELINE OIL	1-3																												
pH INDICATOR	-																												
FOOD FLAVOUR	0.1-0.5																												
PIGMENTS	0.01-0.05																												
<b>SPECIFICHE DEL PRODOTTO</b>	Tempo di miscelazione: 30 s Tempo di lavoro: 1 min 55 s Tempo di lavoro in bocca: 45 s Aroma: Menta. Colore: arancione. Senza polvere.																												
<b>IMBALLAGGIO</b>	453 g																												
<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Solo per uso da parte dei professionisti del settore dentale per ottenere impronte dentali.																												
<b>DATA DI SCADENZA</b>	4 anni.																												
<b>STOCCAGGIO</b>	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere da umidità e calore eccessivo.																												