

FICHA TÉCNICA


ALGINATO CROMÁTICO PROCLINIC																													
REFERENCIA	0178																												
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia																												
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.																												
DESCRIPCIÓN	Alginato de alta precisión para impresiones dentales con indicación cromática de fase.																												
COMPOSICIÓN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingredients</th> <th>Percentage %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIATOMACEOUS EARTH</td> <td>65-90</td> </tr> <tr> <td>CALCIUM SULPHATE</td> <td>5-20</td> </tr> <tr> <td>SODIUM ALGINATE</td> <td>5-20</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM ALGINATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PHOSPHATE</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PYROPHOSPHATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM FLUOROTITANATE</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>ZINC OXIDE</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>MAGNESIUM HYDROXIDE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VASELINE OIL</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>pH INDICATOR</td> <td>0.01-0.10</td> </tr> <tr> <td>FOOD FLAVOUR</td> <td>0.1-0.5</td> </tr> <tr> <td>PIGMENTS</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Ingredients	Percentage %	DIATOMACEOUS EARTH	65-90	CALCIUM SULPHATE	5-20	SODIUM ALGINATE	5-20	POTASSIUM ALGINATE	-	SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5	SODIUM PYROPHOSPHATE	-	POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3	ZINC OXIDE	0.5-2.5	MAGNESIUM HYDROXIDE	-	VASELINE OIL	0.5-2.5	pH INDICATOR	0.01-0.10	FOOD FLAVOUR	0.1-0.5	PIGMENTS	-
Ingredients	Percentage %																												
DIATOMACEOUS EARTH	65-90																												
CALCIUM SULPHATE	5-20																												
SODIUM ALGINATE	5-20																												
POTASSIUM ALGINATE	-																												
SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5																												
SODIUM PYROPHOSPHATE	-																												
POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3																												
ZINC OXIDE	0.5-2.5																												
MAGNESIUM HYDROXIDE	-																												
VASELINE OIL	0.5-2.5																												
pH INDICATOR	0.01-0.10																												
FOOD FLAVOUR	0.1-0.5																												
PIGMENTS	-																												
ESPECIFICACIONES	<p>Tiempo de trabajo: 3 min 30 s</p> <p>Tres etapas de cambio de color:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fase púrpura: tiempo de mezclado 45 s - Fase rosa: tiempo de trabajo 2 min 20 s - Fase blanca: tiempo de trabajo en boca 1 min 10 s <p>Aroma de vainilla.</p> <p>Libre de polvo.</p>																												
ENVASE	Envase con 453 g																												
FINALIDAD PREVISTA	Para uso por profesionales dentales para obtener impresiones dentales.																												
VIDA ÚTIL	3 años.																												
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.																												

TECHNICAL DATA SHEET


PROCLINIC CHROMATIC ALGINATE																													
REFERENCE	0178																												
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy																												
CLASSIFICATION	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.																												
DESCRIPTION	High precision alginate for dental impressions with chromatic phase indication.																												
COMPOSITON	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingredients</th> <th>Percentage %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIATOMACEOUS EARTH</td> <td>65-90</td> </tr> <tr> <td>CALCIUM SULPHATE</td> <td>5-20</td> </tr> <tr> <td>SODIUM ALGINATE</td> <td>5-20</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM ALGINATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PHOSPHATE</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PYROPHOSPHATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM FLUOROTITANATE</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>ZINC OXIDE</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>MAGNESIUM HYDROXIDE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VASELINE OIL</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>pH INDICATOR</td> <td>0.01-0.10</td> </tr> <tr> <td>FOOD FLAVOUR</td> <td>0.1-0.5</td> </tr> <tr> <td>PIGMENTS</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Ingredients	Percentage %	DIATOMACEOUS EARTH	65-90	CALCIUM SULPHATE	5-20	SODIUM ALGINATE	5-20	POTASSIUM ALGINATE	-	SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5	SODIUM PYROPHOSPHATE	-	POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3	ZINC OXIDE	0.5-2.5	MAGNESIUM HYDROXIDE	-	VASELINE OIL	0.5-2.5	pH INDICATOR	0.01-0.10	FOOD FLAVOUR	0.1-0.5	PIGMENTS	-
Ingredients	Percentage %																												
DIATOMACEOUS EARTH	65-90																												
CALCIUM SULPHATE	5-20																												
SODIUM ALGINATE	5-20																												
POTASSIUM ALGINATE	-																												
SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5																												
SODIUM PYROPHOSPHATE	-																												
POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3																												
ZINC OXIDE	0.5-2.5																												
MAGNESIUM HYDROXIDE	-																												
VASELINE OIL	0.5-2.5																												
pH INDICATOR	0.01-0.10																												
FOOD FLAVOUR	0.1-0.5																												
PIGMENTS	-																												
SPECIFICATIONS	Setting time: 3 min 30 s Three colour changing stages: <ul style="list-style-type: none"> - Purple phase: mixing time 45 s - Pink phase: working time 2 min 20 s - White phase: time in mouth 1 min 10 s Aroma: vanilla. Dust free material.																												
PACKAGING	Package with 453 g																												
INTENDED USE	For dental professional use only. Alginate New Cromatico Fast is used for making dental impressions.																												
SHELF LIFE	3 years																												
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.																												


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ALGINATO CROMATICO PROCLINIC																													
CODICE ARTICOLO	0178																												
PRODOTTO DA	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia																												
NOTE TECNICHE	Dispositivo Medico Classe I conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.																												
DESCRIZIONE	Alginato con indicazione cromatica delle fasi di lavoro per impronte dentali di precisione.																												
COMPOSIZIONE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingredients</th> <th>Percentage %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIATOMACEOUS EARTH</td> <td>65-90</td> </tr> <tr> <td>CALCIUM SULPHATE</td> <td>5-20</td> </tr> <tr> <td>SODIUM ALGINATE</td> <td>5-20</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM ALGINATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PHOSPHATE</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>SODIUM PYROPHOSPHATE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>POTASSIUM FLUOROTITANATE</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>ZINC OXIDE</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>MAGNESIUM HYDROXIDE</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VASELINE OIL</td> <td>0.5-2.5</td> </tr> <tr> <td>pH INDICATOR</td> <td>0.01-0.10</td> </tr> <tr> <td>FOOD FLAVOUR</td> <td>0.1-0.5</td> </tr> <tr> <td>PIGMENTS</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Ingredients	Percentage %	DIATOMACEOUS EARTH	65-90	CALCIUM SULPHATE	5-20	SODIUM ALGINATE	5-20	POTASSIUM ALGINATE	-	SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5	SODIUM PYROPHOSPHATE	-	POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3	ZINC OXIDE	0.5-2.5	MAGNESIUM HYDROXIDE	-	VASELINE OIL	0.5-2.5	pH INDICATOR	0.01-0.10	FOOD FLAVOUR	0.1-0.5	PIGMENTS	-
Ingredients	Percentage %																												
DIATOMACEOUS EARTH	65-90																												
CALCIUM SULPHATE	5-20																												
SODIUM ALGINATE	5-20																												
POTASSIUM ALGINATE	-																												
SODIUM PHOSPHATE	0.5-2.5																												
SODIUM PYROPHOSPHATE	-																												
POTASSIUM FLUOROTITANATE	1-3																												
ZINC OXIDE	0.5-2.5																												
MAGNESIUM HYDROXIDE	-																												
VASELINE OIL	0.5-2.5																												
pH INDICATOR	0.01-0.10																												
FOOD FLAVOUR	0.1-0.5																												
PIGMENTS	-																												
SPECIFICHE DEL PRODOTTO	Tempo di presa: 3 min 30 s Tre fasi di cambio colore: <ul style="list-style-type: none"> - Fase viola: tempo di miscelazione 45 s - Fase rosa: tempo di lavoro 2 min 20 s - Fase bianca: tempo di lavoro in bocca 1 min 10 s Aroma: Vaniglia. Senza polvere.																												
IMBALLAGGIO	453 g																												
DESTINAZIONE D'USO	Solo per uso da parte dei professionisti del settore dentale per ottenere impronte dentali.																												
DATA DI SCADENZA	3 anni.																												
STOCCAGGIO	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere da umidità e calore eccessivo.																												