
	FICHA TÉCNICA	Código: TDS_0179_FT
	ÁCIDO VERDE PROCLINIC	Fecha: Julio/2022
	PROCLINIC	Versión: 01

PRODUCTO	ACIDO VERDE PROCLINIC	
REFERENCIA	0179	
FABRICANTE / RESPONSABLE	J. RIPOLL, S.L. POLÍGONO INDUSTRIAL EL NOGAL, C/RIO TIETAR Nº 20. ALGETE. 28110.	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	3 jeringas x 3,5 g de ácido orto-fosfórico al 37% en gel de color verde. 12 Puntas de plástico desechables.	
ESPECIFICACIONES	<p>Ácido orto-fosfórico al 37% en gel de color verde para una mejor visualización.</p> <p>De viscosidad media para una fácil aplicación y tixotrópico que permite que no se desplace del lugar donde es colocado.</p> <p>Fácil de enjuagar, no deja residuo alguno.</p> <p>Puntas de plástico desechables provistas de agujas precurvadas que permiten una colocación precisa del ácido.</p>	
EMBALAJE	CAJA 3 jeringas de 3,5 g + 12 puntas	
CADUCIDAD	Ver embalaje.	
FINALIDAD	Grabar esmalte de los dientes.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	<p>Úsese con diques de goma para proteger las encías. Evitar contacto con ojos y piel.</p> <p>Consultar la ficha de seguridad del producto.</p>	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Conservar alejado del calor, en lugar fresco y seco.	