
	FICHA TÉCNICA	TDS_022
	PAPEL DE ARTICULAR	09-2020
	BESTDENT	v. 02

## FICHA TÉCNICA

<b>PAPEL DE ARTICULAR BESTDENT</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	01951: azul 01956: rojo	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	CHL Medical Solutions S.r.l. Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán, Italia	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	Papel con espesor de 200 micras con color para marcar los contactos dentales.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiones: 200 µm: 18 mm x 50 mm</li> <li>- Aspecto: Bordes de corte lisos Apenas sobresalen fibras Intensidad de color homogéneo Espiral homogénea</li> <li>- Color: rojo o azul.</li> </ul>	
<b>ENVASE</b>	Envase de polipropileno conteniendo 300 unidades	
<b>VIDA ÚTIL</b>	3 años	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Marcar los contactos dentales en las restauraciones dentales para visualizar interferencias en las fuerzas masticatorias.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	Producto de uso por los profesionales dentales. Este producto es bien conocido por el usuario y es seguro.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Conservar por debajo de 25°C. Proteger de la luz solar directa y de la humedad.	