

FICHA TÉCNICA

PAPEL DE ARTICULAR PROCLINIC		
REFERENCIAS	0195: azul, grosor 200 µm 01952: rojo, grosor 200 µm 01954: rojo, grosor 40 µm 01955: azul, grosor 40 µm	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG Raiffeisenstraße 30 89129 Langenau/Alemania	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según Reglamento 2017/745/UE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Papel con espesor de 40 o 200 micras con color para marcar los contactos dentales.	
ESPECIFICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Dimensiones:</u> 40 µm o 200 µm 22 mm x 110 mm o 18 mm x 50 mm - <u>Aspecto:</u> Bordes de corte lisos Apenas sobresalen fibras Intensidad de color homogéneo Espiral homogénea - <u>Color:</u> rojo o azul. 	
ENVASE	Envases conteniendo 120 o 300 unidades	
VIDA ÚTIL	3 años	
FINALIDAD PREVISTA	Marcar los contactos dentales en las restauraciones dentales para visualizar interferencias en las fuerzas masticatorias.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Producto de uso por los profesionales dentales. Este producto es bien conocido por el usuario y es seguro.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conservar por debajo de 25°C. Proteger de la luz solar directa y de la humedad.	