

Orotol® plus

Desinfección de sistemas de aspiración



Concentrado líquido sin espuma para limpieza, desinfección, desodorización y mantenimiento de todos los sistemas de aspiración y separadores de amalgama



preserva el valor de su sistema de aspiración

compatibilidad de material probada

Recomendado por los fabricantes líderes de sistemas de aspiración

eficacia duradera

ideal en combinación con MD 555 cleaner

Tiempo de exposición

Recomendación



2%
5-60 min.
1~2 x día

elimina las incrustaciones más resistentes, incluso en zonas de difícil acceso

Espectro de acción



Alta protección contra infecciones
Bactericida, levurocida, virucida limitado (virus encapsulado, incluyendo HBV, HCV, VIH y coronavirus), así como adenovirus y norovirus



Características principales

sólo
2%
dosificación

disuelve
y
desinfecta
biofilm

garantiza un funcionamiento técnico e higiénicamente perfecto del sistema de aspiración

