

MD 555 cleaner

Detergente especial para sistemas de aspiración

Limpieza de sistemas de aspiración



Concentrado líquido sin espuma para sistemas de aspiración y separadores de amalgama, para instalaciones en las que es difícil acceder al agua del grifo o las tuberías tienen una pendiente insuficiente.



Tiempo de exposición

Recomendación

 **5 %**
30-120
min.

al menos 2 x semana

disuelve
incrustaciones de
cal, polvos de
profilaxis y
productos
profilácticos Pearl

preserva el valor de su
sistema de aspiración

compatibilidad de
material probada

recomendado por los
fabricantes líderes de
sistemas de aspiración

eficacia duradera

ideal en
combinación con
MD 555 cleaner

Función



Desincrustante/limpiador intensivo

Excelente poder de limpieza contra incrustaciones, como la cal producida por el agua muy dura, residuos de sal muy adheridos, etc.



Características principales

5 %
Dosificación

limpieza
intensiva contra
las incrustaciones
y la acumulación
de residuos

garantiza un
funcionamiento
técnico e
higiénicamente
perfecto del
sistema de
aspiración

