



HU-FRIEDY MFG. CO., LLC.  
Zweigniederlassung Deutschland  
Kleines Öschle 8  
D-78532 Tuttlingen

info@hu-friedy.eu  
www.hu-friedy.eu

**Technical Service**  
Phone 0049 74 61 15 09 27 063  
Fax 0049 74 61 15 09 27 071



## FICHA TÉCNICA PRODUCTO

<b>PRODUCTO</b>	Cureta Columbia #2R/2L
<b>REFERENCIA</b>	0629
<b>FABRICANTE</b>	Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.
<b>CLASIFICACION DEL PRODUCTO</b>	Producto Sanitario Clase I
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	Cureta Columbia #2R/2L mango octogonal #2
<b>COMPOSICIÓN</b>	Mango: acero inoxidable 303. Extremidades: acero inoxidable 440A  No recubierto
<b>USO PREVISTO</b>	Eliminación de cálculos



HU-FRIEDY MFG. CO., LLC.  
Zweigniederlassung Deutschland  
Kleines Öschle 8  
D-78532 Tuttlingen

info@hu-friedy.eu  
www.hu-friedy.eu

**Technical Service**  
Phone 0049 74 61 15 09 27 063  
Fax 0049 74 61 15 09 27 071



## FICHA TÉCNICA PRODUCTO

<b>PRODUCTO</b>	Cureta Columbia #4R/4L
<b>REFERENCIA</b>	0630
<b>FABRICANTE</b>	Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.
<b>CLASIFICACION DEL PRODUCTO</b>	Producto Sanitario Clase I
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	Cureta Columbia #4R/4L mango octogonal #2
<b>COMPOSICIÓN</b>	Mango: acero inoxidable 303. Extremidades: acero inoxidable 440A  No recubierto
<b>USO PREVISTO</b>	Eliminación de cálculos



HU-FRIEDY MFG. CO., LLC.  
Zweigniederlassung Deutschland  
Kleines Öschle 8  
D-78532 Tuttlingen

info@hu-friedy.eu  
www.hu-friedy.eu

**Technical Service**  
Phone 0049 74 61 15 09 27 063  
Fax 0049 74 61 15 09 27 071



## FICHA TÉCNICA PRODUCTO

<b>PRODUCTO</b>	Cureta Columbia #13/14
<b>REFERENCIA</b>	0631
<b>FABRICANTE</b>	Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.
<b>CLASIFICACION DEL PRODUCTO</b>	Producto Sanitario Clase I
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	Cureta Columbia #13/14 mango octogonal #2
<b>COMPOSICIÓN</b>	Mango: acero inoxidable 303. Extremidades: acero inoxidable 440A  No recubierto
<b>USO PREVISTO</b>	Eliminación de cálculos