



HU-FRIEDY MFG. CO., LLC.
Zweigniederlassung Deutschland
Kleines Öschle 8
D-78532 Tuttlingen

info@hu-friedy.eu
www.hu-friedy.eu

Technical Service
Phone 0049 74 61 15 09 27 063
Fax 0049 74 61 15 09 27 071



FICHA TÉCNICA PRODUCTO

PRODUCTO	Cureta Gracey #13/14
REFERENCIA	0634
FABRICANTE	Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase I
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Cureta Gracey #13/14 mango octogonal #2
COMPOSICIÓN	Mango: acero inoxidable 303. Extremidades: acero inoxidable 440A.
USO PREVISTO	Limpieza de la dentadura