



FICHA TECNICA PRODUCTO

PRODUCTO	ESPATULA XTS GOLDSTEIN FLEXI-THIN N.2
REFERENCIA	TNCIGFT2
FABRICANTE	Hu-Friedy Mfg. Co., LLC.
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE I Directiva 93/42/CEE
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Instrumento Satin Steel XTS resistente al rayado y a la adherencia. Mango suave y liviano.
ESPECIFICACIONES	Fabricado en Acero Inoxidable 425M con capa de nitruro de aluminio y titanio
EMBALAJE	propio
CADUCIDAD	no
FINALIDAD	Instrumento para la colocación final y el contorneado en restauraciones clase I, II y III.