

FICHA TÉCNICA

BOTADOR 561/4 ÁPICE IZQUIERDO		
REFERENCIA	0714	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Carl Martin GmbH Neuenkamper Straße 80-86 42657 Solingen, Alemania	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario clase I	
DESCRIPCIÓN	Botador para ápice izquierdo.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable	
ENVASE	1 unidad	
USO PREVISTO	Uso profesional dental. Instrumentos específicos para la remoción y posterior extracción de dientes, fragmentos y raíces. Ejercen la función de leva y palanca.	
CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO	Conservar en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Proteger de la humedad.	

FICHA TÉCNICA

BOTADOR 561/5 ÁPICE DERECHO		
REFERENCIA	0715	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Carl Martin GmbH Neuenkamper Straße 80-86 42657 Solingen, Alemania	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario clase I	
DESCRIPCIÓN	Botador para ápice derecho.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable	
ENVASE	1 unidad	
USO PREVISTO	Uso profesional dental. Instrumentos específicos para la remoción y posterior extracción de dientes, fragmentos y raíces. Ejercen la función de leva y palanca.	
CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO	Conservar en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Proteger de la humedad.	