


FICHA TÉCNICA

PERIOSTOTOMO DOBLE FREER		
REFERENCIA	0769	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Carl Martin GmbH Neuenkamper Straße 80-86 42657 Solingen, Alemania	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario clase I	
DESCRIPCIÓN	<p>Instrumento metálico con dos partes activas, una parte cortante y otra desafilada.</p> <p>Su parte central es cilíndrica siendo esta parte la que agarra el odontólogo para sujetar el instrumento.</p> <p>Mide 18 cm</p>	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable	
ENVASE	1 unidad	
USO PREVISTO	<p>Uso profesional dental.</p> <p>Instrumento para separar la encía del diente y el periostio del hueso, obteniendo el colgajo mucoperióstico.</p>	
CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO	<p>Conservar en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.</p> <p>Proteger de la humedad.</p>	