
	FICHA TÉCNICA	
	Carl Martin GmbH	
	Neuenkamper Straße 80-86 42657 Solingen - Germany	

PRODUCTO	1004	
REFERENCIA	0775	
COMPAÑÍA	Carl Martin GmbH Neuenkamper Straße 80-86 42657 Solingen - Germany	
CLASIFICACIÓN	CLASE I Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Escariador Mitchell	
ESPECIFICACIONES	-	
EMBALAJE	Embalado solo	
CADUCIDAD	-	
USO	Los escaladores, también conocidos como limpiadores de sarro, suelen ser instrumentos afilados y puntiagudos para la eliminación de cálculos en la región supragingival.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	-	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	-	
HOJA DE SEGURIDAD	No Aplica	
INSTRUCCIONES DE USO	QSA 313 - instrucciones de trabajo para el reprocesado	