


FICHA TÉCNICA

CEPILLO MIRASUC LIMPIA ASPIRADORES		
REFERENCIAS	0822	
FABRICANTE / RESPONSABLE	HAGER & WERKEN GMBH & C Ackerstr.1 D-47269 Duisburg - Alemania	
DESCRIPCIÓN	Cepillo de limpieza flexible para cánulas de aspiración quirúrgica.	
COMPOSICIÓN	Cerde sintética	
ESPECIFICACIONES	Para cánulas de diámetro entre 11 y 16 mm, y longitud 20 cm ± 2.	
ENVASE	Blister con 6 unidades.	
FINALIDAD PREVISTA	Limpieza de cánulas.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Solamente para uso profesional dental. No estéril.	