

FICHA TÉCNICA

ESPEJOS DE TITANIO nº 5		
REFERENCIA	0920	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Prodont Holliger La Marnasse F-63880 Olliergues, Francia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario de clase I 	
DESCRIPCIÓN	Espejo de boca Cone Socket, nº 5 con cubierta de titanio que protege la cualidad de la cubierta reflejante y lo hace más resistente al rayado.	
COMPOSICIÓN	Espejo con capa de titanio	
CARACTERÍSTICAS	Cone Socket Nº 5 Diámetro: 24 mm Reflejo azulado	
ENVASE	12 unidades	
USO PREVISTO	Uso profesional odontológico. Espejo de boca para uso intraoral	
CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO	Conservar en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Proteger de la humedad.	