



WILLIAM LIEBERMAN, DDS

El Dr. Lieberman ejerce en Shore Pediatric, que tiene ubicaciones en Red Bank y Colts Neck, NJ. Él terminó su entrenamiento en la Escuela de Odontología y especialidad en Pediatría en Temple University y ha servido como el Presidente de la Asociación Dental Americana para Niños, así como un Fideicomisario para la Academia Americana de Odontología Pediátrica. El Dr. Lieberman ha continuado su involucramiento académico enseñando en la NYU College of Dentistry donde sirve como un profesor clínico asociado y anteriormente sirvió como el Director de Operaciones Clínicas para el Departamento de Odontopediatría.

NeoDrys

Almohadillas absorbentes y efectivas que proporcionan el control de la saliva y retracción de mejillas de tal manera que los clínicos puedan mantener el campo despejado durante los procedimientos



El NeoDrys original y reflectivo de Microcopy ha resultado útil en el consultorio del Dr. William Lieberman. Tener un consultorio odontopediátrico significa que los pacientes del Dr. Lieberman tienen bocas que son mucho más pequeñas y más difíciles para trabajar que los pacientes adultos, por eso el Dr. Lieberman usa NeoDrys para la absorción de la saliva y retracción de mejillas. Los tamaños pequeños le permiten trabajar en un campo despejado y mantener a sus pacientes confortables.

He estado confiando en NeoDrys en mi consultorio por cerca de 20 años. Después de cambiar una almohadilla absorbente previa, inmediatamente reconocí la mejora que el NeoDrys ofrecía. Lo encontré mucho más efectivo. Es altamente absorbente, delgado, fácil de colocar y fácil de quitar. Los varios tamaños son un gran bono porque, toda vez que somos un consultorio pediátrico, frecuentemente necesitamos usar los más pequeños en nuestros muy jóvenes pacientes. El NeoDrys es efectivo para remover la saliva del campo. Lo usamos frecuentemente cuando ponemos selladores, que típicamente requieren un campo completamente seco. Siempre es exitoso retrayendo la mejilla y conteniendo la saliva. La mayoría de los otros dispositivos que usamos para la contención de la saliva, como los diques de goma y las unidades de retracción y de succión son inadecuados para los niños más pequeños y aquellos que son menos cooperadores. No hay virtualmente nadie que no podamos colocar el NeoDrys del tamaño apropiado.

Usabilidad y Comodidad en Capacitación

La forma del NeoDrys hace que la colocación sea sencilla y la capacitación fácil, lo cual es de ayuda porque virtualmente todos en mi consultorio lo usan. La colocación requiere usar justamente un dedo y rotación ligera para posicionar la almohadilla completamente en el pliegue. El NeoDrys también es fácil de remover. Los clínicos simplemente pueden poner una gota de agua en la almohadilla para liberarla de la mejilla y luego deslizarla hacia fuera.

El uso fácil del NeoDrys de parte de los miembros del equipo de capacitación magnifica su uso.



Mientras que algunos otros dispositivos requieren más extensa capacitación, lo que puede prohibir su uso por todo el personal clínico, nosotros no tenemos ese problema con los NeoDrys de Microcopy.

Encuentro que el NeoDrys es más flexible, más fácil de colocar y más absorbente que muchos otros productos similares. Por ejemplo, algunos otros productos se hacen muy grandes – de hecho, se inflan como un globo – conforme absorben saliva, haciéndolos incómodos en su manejo. Esta no ha sido nuestra experiencia con NeoDrys. Mantienen su forma, no se zafan fácilmente y no filtran. Para algunas técnicas restauradoras, especialmente cuando se trata a niños pequeños, NeoDrys es el único producto en que podemos lograr aislamiento. He utilizado las almohadillas en niños tan pequeños como de 3 años de edad. No es frecuente que necesite hacer un procedimiento en un niño de esa edad, pero si lo tengo que hacer, NeoDrys ayuda a retraer la mejilla para ganar acceso, especialmente a los segundos molares primarios que eructan con áreas hipoplásticas que requieren tratamiento restaurador. NeoDrys nos ayuda a asegurar buenos resultados de tratamiento, aún en nuestros pacientes más jóvenes. Nos ofrece un valor increíble.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

800.235.1863
microcopydental.com