

MAGNOLIA s.r.l. LABORATORIO	FICHA DE SEGURIDAD	ST-10 REV 1	
		fecha	19.05.2006
		PAG	1 de 2

AC NET							
DESTINADO A USO	SPRAY PARA LIMPIEZA INTERNA DE AUTOCLAVES						
NORMA APLICABLE AL PRODUC	DLG. 65 14/03/2003 CATALOGADO PRODUCTO DE RIESGO						
	L. 690 25/10/78						
	UNI EN 14971 GESTIÓN DE RIESGO						
COMPOSICION QUIMICA	<table> <tr> <td>Agua Demi</td> <td>65,0 %</td> </tr> <tr> <td>Isopropanol</td> <td>30,0 %</td> </tr> <tr> <td>Alquiloxi propilamina óxido</td> <td>2,5 %</td> </tr> </table>	Agua Demi	65,0 %	Isopropanol	30,0 %	Alquiloxi propilamina óxido	2,5 %
Agua Demi	65,0 %						
Isopropanol	30,0 %						
Alquiloxi propilamina óxido	2,5 %						
CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS	PH	7±1					
	DENSIDAD A TEMPERATURA AMBIENTE						
	ASPECTO Y COLOR	CLARO-INCOLORO					
	OLOR	ALCOHOL					
	PUNTO DE INFLAMACION	+75,5°C					
	SOLUBILIDAD EN AGUA	soluble					
RENDIMIENTO	AYUDA EN LA OPERACION DE LIMPIEZA DEL ACERO INOXIDABLE DEL INTERIOR DEL AUTOCLAVE						
MODO DE EMPLEO	PULVERIZAR LA ZONA A TRATAR , FROTAR, ENJUAGAR CON AGUA Y SECAR.						
CADUCIDAD	> 30 MESES						
CONDICIONES DE CONSERVACION	PROTEGER DE LA LUZ DIRECTA - MANTENER A TEMPERATRURA AMBIENTE						
INFLAMABLE	> +60°C						
SIMBOLO DE SEGURIDAD	Xi						
ETIQUETA DE SEGURIDAD	<p>R10 Inflamable. R36 Irritable a los ojos. R67 La inalación del vapor puede provocar Somnolencia y vértigos</p> <p>S16 Mantener alejado de fuentes de calor - No fumar S24/25 Evitar el contacto con los ojos y con la piel. S26 En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico. S7 Mantener el recipiente bien cerrado.</p> <p>Contiene: propan-2-ol</p>						
COMPONENTES BIODEGRADABLES	Ningún componente esta clasificado N (peligroso para el medio ambiente). la biodegradabilidad de los tensioactivos no se conoce, se encuentra en pequeñas cantidades.						

MAGNOLIA s.r.l. LABORATORIO	FICHA DE PRODUCTO		ST-10 REV 1	
			Fecha	19.05.2006
			PAG	2 de 2
CONFECCION PRIMARIO	Características embalaje	BOTELLA DE 500 ML		
	Forma	ERGONÓMICA		
	Peso (botella vacia) (g)	52 (con tapa) + 22 (pulverizador)		
	Contiene (g)	465		
	Etiqueta	Frontal + posterior Alrededor de 2 g P.E. DA 2 g		
CONFECCION ACUMULADA	Caraterísticas de embalaje	CARTON ONDULADO, ESTAMPADO QUADRICROMIA		
	Dimensiones de caja(mm)	207X116X220H		
	Contiene	4 BOTELLAS DE 500 ML + 1 PULVERIZADOR		
	Peso Total (kg)	0,121 + (0,519X4) + 0,022 = 2,219		
FICHA DE PALLETIZZAZIONE : a solicitud				

ADJUNTO A:

**ETIQUETA POR BOTELLA de 500 ml
AC NET Spray para limpieza interna de autoclaves**



MD2219