
	TECHNICAL DATA SHEET	TDS_110
	PAPER POINTS	Date: 19/06/2023
	BESTDENT	Version: 02

PRODUCTO	BESTDENT PUNTAS DE PAPEL
REFERENCIAS	100437 PUNTAS PAPEL BESTDENT N.15 100438 PUNTAS PAPEL BESTDENT N.20 100439 PUNTAS PAPEL BESTDENT N.25 100440 PUNTAS PAPEL BESTDENT N.30 100441 PUNTAS PAPEL BESTDENT N.35 100442 PUNTAS PAPEL BESTDENT N.40 100443 PUNTAS PAPEL BESTDENT N.45 100444 PUNTAS PAPEL SURTIDO 15-40 BESTDENT 100445 PUNTAS PAPEL BESTDENT N.50 100446 PUNTAS PAPEL BESTDENT N.55 100447 PUNTAS PAPEL BESTDENT N.60 100448 PUNTAS PAPEL BESTDENT N.70 100449 PUNTAS PAPEL BESTDENT N.80 100450 PUNTAS PAPEL SURTIDO 45-80 BESTDENT 100451 PUNTAS PAPEL CONICIDAD 04 N.20 BESTDENT 100452 PUNTAS PAPEL CONICIDAD 04 N.25 BESTDENT 100453 PUNTAS PAPEL CONICIDAD 04 N.30 BESTDENT 100454 PUNTAS PAPEL CONICIDAD 04 N.15-40 BESTDE 100455 PUNTAS PAPEL CONICIDAD 06 N.20 BESTDENT 100456 PUNTAS PAPEL CONICIDAD 06 N.25 BESTDENT 100457 PUNTAS PAPEL CONICIDAD 06 N.30 BESTDENT 100458 PUNTAS PAPEL CONICIDAD 06 N.15-40 BESTDE 100459 PUNTAS PAPEL TAPER F1 BESTDENT 100460 PUNTAS PAPEL TAPER F2 BESTDENT 100461 PUNTAS PAPEL TAPER F3 BESTDENT 100462 PUNTAS PAPEL TAPER SURT. F1-F2-F3 BD 100463 PUNTAS PAPEL TAPER SURT.F4-F5 BESTDENT 100468 PUNTAS PAPEL REC R25 (100u) BD 100469 PUNTAS PAPEL REC R40 (100u) BD 100470 PUNTAS PAPEL REC R50 (100u) BD 100471 PUNTAS PAPEL REC SURTIDA(100u) BD
COMPAÑÍA	Shanghai Xingyu Medical Equipment Co., Ltd. 3 Floor, Building 21, No. 3825, Xin Zhuan Road, Dong Jing Town, Songjiang District, 201601 Shanghai, China
CLASSIFICACIÓN	Producto Sanitario clase IIa, Directiva 93/42/CEE

	TECHNICAL DATA SHEET	TDS_110
	PAPER POINTS	Date: 19/06/2023
	BESTDENT	Version: 02

DESCRIPCIÓN	<p>Las Puntas de Papel son productos sanitarios de papel natural altamente absorbentes destinados a limpiar el conducto radicular de un diente mediante su inserción y extracción.</p> <p>Poseen forma cónica enrollada a mano, y están disponibles en diferentes tamaños.</p> <p>Producto estéril.</p>
ENVASE	Unidades variadas
USO PREVISTO	Sólo para uso dental. Se usa para secar el canal radicular.
MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN	<p>Producto estéril. No se garantiza la esterilidad después de haber abierto el envase.</p> <p>Método de esterilización: Rayos gamma. No esterilizar en autoclave o por calor.</p>
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.