
	TECHNICAL DATA SHEET	TDS_109
	GUTTA PERCHA POINTS	Date: 03/2019
	BESTDENT	Version: 01

PRODUCTO	BESTDENT PUNTAS GUTTA PERCHA	
REFERENCIAS	100464	GUTTAPERCHA REC PARA R25 (60u) BD
	100465	GUTTAPERCHA REC PARA R40 (60u) BD
	100466	GUTTAPERCHA REC PARA R50 (60u) BD
	100467	GUTTAPERCHA REC SURTIDA (60u) BD
	100400	GUTTAPERCHA CONICIDAD 04 N.15 BESTDENT
	100401	GUTTAPERCHA CONICIDAD 04 N.25 BESTDENT
	100402	GUTTAPERCHA CONICIDAD 04 N.30 BESTDENT
	100403	GUTTAPERCHA CONICIDAD 04 N.35 BESTDENT
	100404	GUTTAPERCHA CONICIDAD 04 N.40 BESTDENT
	100405	GUTTAPERCHA CONIC. 04 N.15 a 40 BESTDENT
	100406	GUTTAPERCHA CONICIDAD 04 N.45 BESTDENT
	100407	GUTTAPERCHA CONIC. 04 N.45 a 80 BESTDENT
	100408	GUTTAPERCHA CONICIDAD 06 N.15 BESTDENT
	100409	GUTTAPERCHA CONICIDAD 06 N.20 BESTDENT
	100410	GUTTAPERCHA CONICIDAD 06 N.25 BESTDENT
	100411	GUTTAPERCHA CONICIDAD 06 N.30 BESTDENT
	100412	GUTTAPERCHA CONICIDAD 06 N.35 BESTDENT
	100413	GUTTAPERCHA CONICIDAD 06 N.40 BESTDENT
	100414	GUTTAPERCHA CONIC. 06 N.15 a 40 BESTDENT
	100415	GUTTAPERCHA TAPER F1 BESTDENT
	100416	GUTTAPERCHA TAPER F2 BESTDENT
	100417	GUTTAPERCHA TAPER F3 BESTDENT
	100418	GUTTAPERCHA TAPER SURT F1-F2-F3 BD
	100419	GUTTAPERCHA TAPER SURT F4-F5 BESTDENT
	100420	GUTTAPERCHA N.15 BESTDENT
	100421	GUTTAPERCHA N.20 BESTDENT
	100422	GUTTAPERCHA N.25 BESTDENT
	100423	GUTTAPERCHA N.30 BESTDENT
	100424	GUTTAPERCHA N.35 BESTDENT
	100425	GUTTAPERCHA N.40 BESTDENT
	100426	GUTTAPERCHA SURTIDA 15-40 BESTDENT
	100427	GUTTAPERCHA N.45 BESTDENT
	100428	GUTTAPERCHA N.50 BESTDENT
	100429	GUTTAPERCHA N.55 BESTDENT
100430	GUTTAPERCHA N.60 BESTDENT	
100431	GUTTAPERCHA N.70 BESTDENT	
100432	GUTTAPERCHA N.80 BESTDENT	

	TECHNICAL DATA SHEET	TDS_109
	GUTTA PERCHA POINTS	Date: 03/2019
	BESTDENT	Version: 01

	100433 GUTTAPERCHA SURTIDA 45-80 BESTDENT 100434 GUTTAPERCHA BESTDENT -XF- 100435 GUTTAPERCHA BESTDENT -F- 100436 GUTTAPERCHA BESTDENT -M-
<b>FABRICANTE</b>	<b>Shanghai Xingyu Medical Equipment Co., Ltd.</b> <b>3 Floor, Building 21, No. 3825, Xin Zhuan Road, Dong Jing Town,</b> <b>Songjiang District, 201601 Shanghai, China</b>
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario clase IIa, Directiva 93/42/CEE
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Gutta Percha es un producto sanitario hecho de resina coagulada de ciertos árboles tropicales. Se usa para rellenar los canales radiculares de los dientes.
<b>COMPOSICIÓN</b>	Resina natural, Óxido de Zinc, Sulfato de Bario, Colorante
<b>ENVASE</b>	Unidades variadas
<b>USO PREVISTO</b>	Sólo para uso dental. Material de relleno permanente de los canales radiculares de los dientes. Un solo uso.
<b>TRANSPORTE Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad. No esterilizar en autoclave ni por calor.