


	FICHA TÉCNICA	TDS
	LLAVE PLÁSTICO NSK	Fecha: 09-2020
	PROCLINIC	Versión. 01

LLAVE PARA NSK PROCLINIC		
REFERENCIA	10261	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Guilin Yikeshi Medical Instrument Co. Ltd. D-8 Guilin National High-Tech Zone Information Industrial Park, Chaoyang Road, Qixing District Guilin, Guangxi 541004 P.R. China	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase I, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Llave de plástico para NSK	
COMPOSICIÓN	Plástico	
ENVASE	Envase conteniendo 1 unidad	
USO PREVISTO	Uso profesional dental. Se utiliza para atornillar las puntas de ultrasonidos en el aparato NSK.	
ALMACENAMIENTO	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	
MSDS	No aplicable	

	TECHNICAL DATA SHEET	TDS
	WRENCH NSK	Date: 09-2020
	PROCLINIC	Version. 01

TORQUE WRENCH FOR NSK PROCLINIC		
REFERENCE	10261	
MANUFACTURER	Guilin Yikeshi Medical Instrument Co. Ltd. D-8 Guilin National High-Tech Zone Information Industrial Park, Chaoyang Road, Qixing District Guilin, Guangxi 541004 P.R. China	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.	
DESCRIPTION	Plastic wrench (for NSK)	
COMPOSITION	Plastic	
PACKAGING	Package with 1 unit	
INTENDED USE	Dental professional use. The torque wrench is used to screw in the scaler tips (for NSK).	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	
MSDS	Not applicable	