

Kerr Italia SpA

HOJA INFORMATIVA

De acuerdo con la norma comunitaria 2001/58/EC

Sección I - Identificación del Producto y Compañía

Nombre del Producto: Temp Bond N. E. Accelerator	Fecha de concesión/Revisión : 11/03
--	--

Nombre de la Compañía: Kerr Italia S.p.A.	Teléfono de Emergencia: +41 – 91 – 61-00-639
Dirección de la Compañía: Via Passanti N° 332 - Scafati (SA) - 84018 - Italy	Teléfono de Información : 00 – 800 – 41-050-505

Sección II - Composición/Información de los Componentes

COMPONENTES PELIGROSOS	%	SIMBOLO	R	CAS N.	EINECS N.
Acido 2-Etoxibenzoico	15-16	Xn	20/21/22-36/37/38	134-11-2	205-130-3
Acido caprílico	20-23	Xn; C	20/21/22-34-41	124-07-2	204-677-5

Sección III - Identificación de Peligros

CLASIFICACION DE PELIGROSIDAD	Corrosivo y nocivo
-------------------------------	--------------------

Sección IV – Primeras Medidas de Auxilio

Tratamiento para el contacto de ojos: Lavar copiosamente los ojos con agua durante por los menos 15 minutos.
Tratamiento para el contacto de la piel: Lavar copiosamente la piel con agua..
Tratamiento de inhalación (aspirando): Respirar aire fresco. Buscar atención médica si hay dificultad en respirar.
Tratamiento por ingestión (tragando): Buscar atención médica.

Sección V – Medidas contra el Fuego

Forma de extinguir el fuego: Rociar con agua.
Forma de extinguir prohibida: No disponible.
Medidas especiales de extinción: Llevar ropa protectora para evitar contacto con la piel y ojos.
Peligros de fuego u explosión inusuales: Desconocido.
Equipo de protección especial: No aplicable.

Sección VI – Medidas Contra Un Escape Accidental

Precauciones Personales: Adoptar precauciones numeradas en la Sección VIII.
Precauciones Medio-Ambientales: Ninguna.
Métodos de Limpieza: Limpiar con toallas de papel y ponerlo en un contenedor adecuado.

Sección VII – Manejo y Almacenaje

Precauciones de Manejo: Tapar bien los tubos después de cada uso.
Precauciones en caso de fuego y/o explosión: Ninguna.
Condiciones de Almacenaje: Ninguna.
Recipientes: Use el recipiente original del fabricante.
Almacenaje con otros Materiales Evitar contacto con agentes oxidantes fuertes.
Otras Precauciones: Usar según las instrucciones de uso. No intercambiar los tubos pues puede causar endurecimiento del material.

Sección VIII – Control de Exposición y Protección Personal

Medidas Precautorias	<u>Ventilación</u> Extractor de Humos: No Necesario. <u>Ventilación</u> Especial: Ninguna. <u>Ventilación</u> Mecánica (General): No Necesario. Otra <u>Ventilación</u> : Ninguna.
Límites	TWA: No establecido; TLV No establecido
Protección Respiratoria	Evitar la inhalación de vapores. Estar en una habitación bien ventilada.
Protección de las Manos	Usar guantes resistentes a los productos químicos.
Protección de los Ojos	Gafas Protectoras que cumplan las normas.
Protección de la Piel	Manejar de acuerdo con las prácticas de higiene personal. Evitar exposiciones innecesarias.
Otros Equipos Protectores:	Una bata de laboratorio es aconsejable.

Sección IX – Propiedades Físicas y Químicas

Punto de Ebullición: No establecido		Punto de Fundición: No Aplicable	
Presurización del Vapor: No Aplicable		Gravedad Específica: >1	
Ratio de Evaporación (n-butano=1): No Aplicable		Densidad del Vapor (aire=1): No Aplicable	
Solubilidad en el Agua: Insoluble			
Apariencia y Olor (Forma Física): Pasta ámbar con un ligero olor.			
Punto de Inflamación: N/A	Límite Máximo de Explosión: N/A		Límite Mínimo de Explosión: N/A

Sección X – Estabilidad y Reactividad

Estabilidad: Estable.
Condiciones a Evitar: Ninguna conocida.
Incompatibilidad (Materiales a Evitar): Agentes oxidantes fuertes.
Productos Peligrosos de Descomposición: Vapores tóxicos de monóxido de carbono y dióxido de carbono.
Productos Peligrosos de Polimerización: No puede ocurrir.

Sección XI – Información Toxicológica

Cancerígeno/Teratogenito: No
<u>Efectos y Peligros de Sobreexposición (Agudos y Crónicos)</u>
Efectos y Peligros de contacto con los ojos: Puede causar irritación a los ojos.
Efectos y Peligros de contacto con la piel: Puede causar irritación a la piel.
Efectos y Peligros de Inhalación (Respiración): Puede ser peligroso por inhalación .
Efectos y Peligros de Ingestión (Tragando): Puede ser peligroso por ingestión.
Efectos de Exposición Prolongada: Desconocidos.

Sección XII - Información Ecológica

No hay información específica del producto. Usar de acuerdo con las buenas normas de trabajo, evitando la liberación del producto y los embalajes al medio ambiental.

Sección XIII – Forma de Deshacerse

Deshacerse de acuerdo con las normas locales.

Sección XIV - Información de Transporte

TRANSPORTE MARITIMO					
Número IMCO					
Número UN		3265			
Sustancia(s) que determina su peligrosidad		Ácido caprílico			
TRANSPORTE AEREO					
Clase ICAO/IATA		8			
Sustancia(s) que determina su peligrosidad		Ácido caprílico			
TRANSPORTE TERRESTE					
Clase	8	Nº de 40º	Nº de Identificación 80	Nº de Identificación 3265	Etiqueta de 8
RID/ADR		Ref. b, c	de Peligrosidad	de Sustancia	Peligrosidad

Sección XV - Información Reguladora

CLASIFICACION DE ACUERDO CON LA DIRECTIVAS EEC	
SIMBOLO DE PELIGROSIDAD	C; Xn
R Frases	
20/21/22	Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel
34	Provoca quemaduras
41	Riesgo de lesiones oculares graves
S Frases	
26	En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
27	Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada
36/37/39	Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara
Los ingredientes que determinan el etiquetado	Eugenol

Sección XVI - Otra Información

4-Alil-2-Metoxifenol (Eugenol)	LD ₅₀ (oral - rat)	10080 m g/Kg
	LD ₅₀ (Raton intravenoso)	600 m g/Kg
	LD ₅₀ (Piel conejo)	>500 m g/Kg

PRECAUCION: PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

La información de esta Hoja Informativa está basada sobre la información disponible en este momento y nuestros mejores conocimientos para el correcto manejo del producto bajo condiciones normales. El uso de este producto en cualquier manera no indicada en esta Hoja o el uso de este producto junto con otro proceso/procedimiento es exclusivamente responsabilidad del usuario.