

# Kerr Italia SpA

## HOJA INFORMATIVA

De acuerdo con la norma comunitaria 2001/58/EC

### Sección I - Identificación del Producto y Compañía

|   |  |
|---|--|
| Nombre del Producto:<br><b>Tubli Seal Accelerator</b> | Fecha de concesión/Revisión :<br>12/03 |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| Nombre de la Compañía:<br><b>Kerr Italia S.p.A.</b>                                    | <b>Teléfono de Emergencia:</b><br><b>+41 - 91 - 61-00-639</b> |
| Dirección de la Compañía:<br><b>Via Passanti N° 332 - Scafati (SA) - 84018 - Italy</b> | Teléfono de Información :<br><b>00 - 800 - 41-050-505</b>     |

### Sección II - Composición/Información de los Componentes

| COMPONENTES PELIGROSOS         | %     | SÍMBOLO | R                 | CAS N.   | EINECS N. |
|--------------------------------|-------|---------|-------------------|----------|-----------|
| 4-Alil-2-Metoxifenol (Eugenol) | 35-40 | Xn      | 22-36/37/38-42-43 | 97-53-0  | 202-589-1 |
| Thymol Iodide                  | 10-15 | Xn      | 20/21/22-36/37/38 | 552-22-7 | 209-007-5 |

### Sección III - Identificación de Peligros

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| CLASIFICACION DE PELIGROSIDAD | Nocivo por ingestión |
|-------------------------------|----------------------|

### Sección IV – Primeras Medidas de Auxilio

|   |
|---|
| Tratamiento para el contacto de ojos: <b>Lavar copiosamente los ojos con agua durante por los menos 15 minutos.</b> |
| Tratamiento para el contacto de la piel: <b>Lavar la piel con agua y jabón.</b>                                     |
| Tratamiento de inhalación (aspirando): <b>Respirar aire fresco.</b>   |
| Tratamiento por ingestión (tragando): <b>Buscar atención médica.</b>  |

### Sección V – Medidas contra el Fuego

|   |
|---|
| Forma de extinguir el fuego: <b>Dióxido de Carbono y espuma química seca.</b> |
| Forma de extinguir prohibida: <b>Ninguna.</b>                                 |
| Medidas especiales de extinción: <b>Ninguna.</b>                              |
| Peligros de fuego u explosión inusuales: <b>Ninguna.</b>                      |
| Equipo de protección especial: <b>Aparato de respiración con máscara.</b>     |

### Sección VI – Medidas Contra Un Escape Accidental

|   |
|---|
| Precauciones Personales: <b>Adoptar precauciones numeradas en las Secciones (VII y VIII).</b> |
| Precauciones Medio-Ambientales: <b>Ninguna en particular.</b>                                 |
| Métodos de Limpieza: <b>Limpiar con toallas de papel y ponerlo en un contenedor adecuado.</b> |

### Sección VII – Manejo y Almacenaje

|  |
|--|
| Precauciones de Manejo: <b>Usar ropa protectora numerada en la Sección VIII. Lavarse las manos después de utilizar el producto.</b>      |
| Precauciones en caso de fuego y/o explosión: <b>Ninguna en particular.</b>   |
| Condiciones de Almacenaje: <b>Almacenar en sitio fresco y seco.</b>  |
| Recipientes: <b>Use el recipiente original del fabricante.</b>   |
| Almacenaje con otros Materiales: <b>No disponible.</b>   |
| Otras Precaucioens: <b>Usar según las instrucciones de uso. No intercambiar los tubos pues puede causar endurecimiento del material.</b> |

### Sección VIII – Control de Exposición y Protección Personal

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Medidas Precautorias       | <u>Ventilación</u><br>Extractor de Humos: <b>Recomendado.</b><br><u>Ventilación</u> Especial: <b>Ninguna.</b><br><u>Ventilación</u> Mecánica (General): <b>Ninguna.</b><br>Otra <u>Ventilación</u> : <b>Ninguna.</b> |
| Límites                    | TWA: <b>No aplicable;</b> TLV <b>No aplicable</b>  |
| Protección Respiratoria    | <b>Evitar la inhalación de vapores. Si la concentración excede los límites, utilizar una máscara con filtros para vapores orgánicos.</b>   |
| Protección de las Manos    | <b>Llevar guantes para evitar el contacto con la piel.</b>   |
| Protección de los Ojos     | <b>Gafas Protectoras que cumplan las normas.</b>   |
| Protección de la Piel      | <b>Manejar de acuerdo con las prácticas de higiene personal. Evitar exposiciones innecesarias.</b>   |
| Otros Equipos Protectores: | <b>Una bata de laboratorio es aconsejable.</b>   |

### Sección IX – Propiedades Físicas y Químicas

|  |   |  |
|--|---|--|
| Punto de Ebullición: <b>No establecido</b>   | Punto de Fundición: <b>No Aplicable (N/A)</b> |  |
| Presurización del Vapor: <b>N/A</b>  | Gravedad Específica: <b>&gt;1 g/ml</b>        |  |
| Ratio de Evaporación (n-butano=1): <b>N/A</b>  | Densidad del Vapor (aire=1): <b>N/A</b>       |  |
| Solubilidad en el Agua: <b>Insoluble</b>   |   |  |
| Apariencia y Olor (Forma Física): <b>Pasta ámbar con olor de eugenol (aceite de clave)..</b> |   |  |
| Punto de Inflamación: <b>N/A</b>   | Límite Máximo de Explosión: <b>N/A</b>        | Límite Mínimo de Explosión: <b>N/A</b> |

### Sección X – Estabilidad y Reactividad

|  |
|--|
| Estabilidad: <b>Estable.</b>                                   |
| Condiciones a Evitar: <b>Excesivo calor.</b>                   |
| Incompatibilidad ( Materiales a Evitar ): <b>No aplicable.</b> |
| Productos Peligrosos de Descomposición: <b>No aplicable.</b>   |
| Productos Peligrosos de Polimerización: <b>No aplicable.</b>   |

### Sección XI – Información Toxicológica

|   |
|---|
| Cancerígeno/Teratogenito: <b>No</b>   |
| <u>Efectos y Peligros de Sobreexposición ( Agudos y Crónicos )</u>  |
| Efectos y Peligros de contacto con los ojos: <b>Puede causar irritación a los ojos.</b>   |
| Efectos y Peligros de contacto con la piel: <b>Puede causar irritación a la piel. Repetidos contactos pueden causar dermatitis.</b> |
| Efectos y Peligros de Inhalación (Respiración): <b>Exposición prolongada puede causar somnolencia.</b>                              |
| Efectos y Peligros de Ingestión (Tragando): <b>Consultar a un médico.</b>   |
| Efectos de Exposición Prolongada: <b>Algunos pacientes tienen reacción alérgica al eugenol que contiene este producto.</b>          |

### Sección XII - Información Ecológica

|   |
|---|
| No hay información específica del producto. Usar de acuerdo con las buenas normas de trabajo, evitando la liberación del producto y los embalajes al medio ambiental. |
|---|

### Sección XIII – Forma de Deshacerse

|   |
|---|
| Deshacerse de acuerdo con las normas locales. |
|---|

### Sección XIV - Información de Transporte

|  |     |       |              |                      |     |                      |     |                     |     |
|--|-----|-------|--------------|----------------------|-----|----------------------|-----|---------------------|-----|
| <b>TRANSPORTE MARITIMO</b>                 |     |       |              |                      |     |                      |     |                     |     |
| Número IMCO                                |     |       | No aplicable |                      |     |                      |     |                     |     |
| Número UN                                  |     |       | No aplicable |                      |     |                      |     |                     |     |
| Sustancia(s) que determina su peligrosidad |     |       | Ninguna      |                      |     |                      |     |                     |     |
| <b>TRANSPORTE AEREO</b>                    |     |       |              |                      |     |                      |     |                     |     |
| Clase ICAO/IATA                            |     |       | No aplicable |                      |     |                      |     |                     |     |
| Sustancia(s) que determina su peligrosidad |     |       | Ninguna      |                      |     |                      |     |                     |     |
| <b>TRANSPORTE TERRESTE</b>                 |     |       |              |                      |     |                      |     |                     |     |
| Clase                                      | N/A | Nº de | N/A          | Nº de Identificación | N/A | Nº de Identificación | N/A | Etiqueta de         | N/A |
| <u>RID/ADR</u>                             |     | Ref.  |              | de Peligrosidad      |     | de Sustancia         |     | <u>Peligrosidad</u> |     |

**Sección XV - Información Reguladora**

| CLASIFICACION DE ACUERDO CON LA DIRECTIVAS EEC |   |
|--|---|
| SIMBOLO DE PELIGROSIDAD                        | Xn  |
| <b>R Frases</b>                                |   |
| 22   | Nocivo por ingestión                                    |
| 36/37/38                                       | Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.      |
| 43   | Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. |
| <b>S Frases</b>                                |   |
| 24/25  | Evítese el contacto con los ojos y la piel              |
| Los ingredientes que determinan el etiquetado  | Eugenol   |

**Sección XVI - Otra Información**

4-Alil-2-Metoxifenol (Eugenol)                      LD<sub>50</sub> (oral - rat)                      2.0 g/Kg

Nota: Aunque el producto contiene una sustancia regulada según la norma comunitaria 67/548/EEC y siguiendo las enmiendas e integraciones, la información peligrosa de este documento se desprende por los datos contenidos en la hoja informativa sobre los componentes de este producto; Además, hace referencia a no mezclar el producto con cualquier otra sustancia, lo cual puede cambiar sus propiedades de manera imprevisible.

**PRECAUCION: PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL**

**La información de esta Hoja Informativa está basada sobre la información disponible en este momento y nuestros mejores conocimientos para el correcto manejo del producto bajo condiciones normales. El uso de este producto en cualquier manera no indicada en esta Hoja o el uso de este producto junto con otro proceso/procedimiento es exclusivamente responsabilidad del usuario.**