



FICHA DE SEGURIDAD		
FACIDEN ,S.L.	1-4	19/11/05
FORTEX POLVO – CEMENTO DENTAL		

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

- 1.1 Nombre de la comercial: FORTEX POLVO CEMENTO DENTAL
- 1.2 Fabricante: FACIDEN,S.L.
- 1.3 Fecha de emisión: 03/03/1999

2. NATURALEZA QUÍMICA

- 2.1. Oxido de Zinc.

3. DATOS FISICO-QUIMICOS

- 3.1. Forma física Sólido
- 3.2. Aspecto Polvo.
- 3.3. Color Blanco-amarillento.
- 3.4. Olor Inodoro
- 3.5. Temp. de fusión +/- 1.970 °C.
- 3.6. Densidad aparente 1,65
- 3.7. Solubilidad en agua Insoluble.
- 3.8. Punt o de inflamación Ininflamable
- 3.9. pH 7-7,5
- 3.10. Información adicional Soluble en ácidos y parcialmente en álcalis.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 4.1. Condiciones a evitar Humedad y aire: produce carbonatación sin peligro
- 4.2. Materiales a evitar Agua ,ácidos y álcalis.
- 4.3. Productos de descomposición peligrosos Ninguno



FICHA DE SEGURIDAD		
FACIDEN ,S.L.	2-4	19/11/05
FORTEX POLVO – CEMENTO DENTAL		

5. IDENTIFICACION DE PELIGROS

5.1. Riesgo principal	Ninguno
5.2. Riesgo secundario	Ninguno

6. MANEJO Y ALMACENAJE

6.1. Manipulación	Evitar polvo ambiente
6.2 Almacenamiento	Almacenar en envases cerrados para evitar la hidratación y carbonatación del producto a largo plazo.
.	
.	

7. PROTECCIÓN PERSONAL

7.1. Protección respiratoria	Utilizar máscaras para polvo
7.2. Protección de manos	Utilizar guantes
7.3. Protección ocular	Utilizar gafas de seguridad
7.4. Protección general	Emplear medidas de buena higiene industrial

8. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO

8.1. Medios de extinción	El producto es completamente ininflamable. Puede emplearse cualquier medio de extinción en caso de fuego.
--------------------------	---



FICHA DE SEGURIDAD		
FACIDEN ,S.L.	3-4	19/11/05
FORTEX POLVO – CEMENTO DENTAL		

9. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- | | |
|-------------------------------|--|
| 9.1. Protección personal | Precauciones usuales para polvo ambiente |
| 9.2. Precauciones ambientales | Evitar vertidos a alcantarillas, aguas superficiales o subterráneas. |
| 9.3. Métodos de limpieza | Recogida mediante medios adecuados. |

10. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

- 10.1. El producto no es tóxico .

En caso de ingestión accidental llamar al centro de Información Toxicológica . Tel: 9132604020 (24 horas)

11. PRIMEROS AUXILIOS

- | | |
|------------------|--|
| 11.1. Piel | Lavar con agua y jabón no abrasivo. |
| 11.2. Ojos | Lavar con agua abundante.Acudir al oftalmólogo. |
| 11.3. Ingestión | Lavar la boca con agua.Acudir al médico como precaución. |
| 11.4. Inhalación | Respirar aire fresco, reposar. |

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 12.1. Movilidad | Sin datos disponibles |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad | Id. |
| 12.3. toxicidad acuática | Id. |



FICHA DE SEGURIDAD		
FACIDEN ,S.L.	4-4	19/11/05
FORTEX POLVO – CEMENTO DENTAL		

12 . DISPOSICIONES PARA ELIMINACIÓN

- 12.4. Eliminación de residuos Según regulaciones locales
- 12.5. Eliminación de envases Según regulaciones locales

13. TRANSPORTE

- 13.1. El producto no requiere declaración de transporte

14. ETIQUETAJE

- 14.1. El producto esta sujeto a la normativa 93/42/CEE

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

- 15.1. Caducidad 5 años en condiciones correctas de almacenaje

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad está basada en nuestros conocimientos actuales ,pero no asumimos responsabilidad alguna por la misma .Los usuarios deben considerar estos datos sólo complemento a otras informaciones obtenidas por ellos mismos y deben realizar ensayos independientes de la idoneidad i completitud de la información de todas las fuentes para asegurar el uso adecuado y la eliminación de estos materiales, así como la seguridad y salud de empleados clientes y protección del medio ambiente

FACIDEN ,S.L.