



FICHA TÉCNICA

DIQUE DE GOMA DENTAL SIN LÁTEX PROCLINIC	
REFERENCIA	12504: DIQUE DE GOMA DENTAL SIN LÁTEX PROCLINIC
FABRICANTE / RESPONSABLE	Sanctuary Health Sdn Bhd No 16, Persiaran Perindustrian Kanthan 1, Kawasan Perindustrian Kanthan, 31200 Chemor, Perak, Malaysia.
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios.
DESCRIPCIÓN	Dique de goma dentales sin látex no estéril.
COMPOSICIÓN	Poliisopreno
ESPECIFICACIONES	Dimensiones: 152,4 x 152,4 mm Color: lila Aroma: menta Fuerza tensil: 20,0 MPa Elongación: 600%
ENVASE	15 Unidades
VIDA ÚTIL	3 años a partir de la fecha de fabricación
FINALIDAD PREVISTA	Uso dental profesional. Utilizar como una barrera en procedimientos de ortodoncia. De un solo uso.
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Conservar en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Proteger de la humedad.

TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC LATEX-FREE DENTAL DAM	
REFERENCE	12504: PROCLINIC LATEX-FREE DENTAL DAM
MANUFACTURER	Sanctuary Health Sdn Bhd No 16, Persiaran Perindustrian Kanthan 1, Kawasan Perindustrian Kanthan, 31200 Chemor, Perak, Malaysia.
CLASSIFICATION	Medical Device, class I, according to Regulation (EU) 2017/745 on medical devices.
DESCRIPTION	Latex-free non-sterile dental dam.
COMPOSITION	Polyisoprene
SPECIFICATIONS	Dimensions: 152,4 x 152,4 mm Colour: Purple Scent: Mint Tensile Strength: 20.0 MPa Elongation: 600%
PACKAGING	15 pieces/box
SHELF LIFE	3 years from the manufacturing date
INTENDED USE	For professional dental use. Use as a barrier for orthodontic procedures. For single use.
SAFETY INFORMATION	In case of eye contact, rinse with a generous amount of clean water.
TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture.