

TENSIOMETRO DIGITAL.

REFERENCIA: ORT22513



- PANTALLA LCD (86 X 74 MM).
- ILUMINADA Y DE FÁCIL LECTURA.
- CERTIFICACIÓN OMS.
- DETECCIÓN DE ARRITMIAS (IHB, LATIDOS IRREGULARES).
- 4 MEMORIAS DE USUARIO (30 MEMORIAS CADA UNA).
- MEDIA DE LAS MEDICIONES GRABADAS, TENSIÓN ARTERIAL POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE DE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS.
- FECHA Y HORA.
- APAGADO AUTOMÁTICO.
- SISTEMA DE MEDICIÓN: OSCILOMÉTRICO
- CAMPO DE MEDICIÓN:
 - PRESIÓN: 0-300 MMHG \pm 3 MMHG
 - PULSACIONES: 40-180 LATIDOS/MINUTO \pm 5 %
- ALIMENTACIÓN: 4 PILAS AAA DE 1,5 V (INCLUIDAS)
- DIMENSIONES EXTERNAS: 150 X 95 X 65 MM
- PESO: APROX. 235 G (SIN INCLUIR LAS PILAS)