

TENSIOMETRO DE BRAZO DIGITAL CON PANTALLA 4" CON VOZ.



REFERENCIA: ORT22520



- PANTALLA DE RETROILUMINACION GRANDE DE 4" CON VOZ.
- MEMORIA PARA DOS USUARIOS, CON 120 MEMORIAS PARA CADA USUARIO.
- INDICADOR DE FRECUENCIA CARDIACA Y FRECUENCIA CARDIACA IRREGULAR.
- PRECISION ESTATICA: PRESION +/- 3 mmHG / PULSO: +/- 5% DE LA LECTURA
- INFLADO INTELIGENTE
- MEDICION CON TAL SOLO PRESIONAR UN BOTON.
- EN LA PANTALLA MUESTRA LA FECHA Y HORA.
- BRAZALETE DE 22-32 CM.
- FUNCIONAMIENTO CON 4 PILAS AA, INCLUIDAS Y CON ADAPTADOR A RED.
- IDIOMA DE LA VOZ: INGLES/ESPAÑOL.
- SE PUEDE SILENCIAR.
- MEDIDAS: 15.3 x 11 x 6.3 CM.