


FICHA TÉCNICA

UNIMETRIC TITANIO ESTUCHE 0,8 mm		
REFERENCIA	1580	
FABRICANTE	Maillefer Instruments Holding Sàrl Chemin du Verger 3 Ballaigues CH-1338 - Suiza	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE de productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Los juegos Unimetric comprenden un surtido de espigas, acompañadas de los accesorios correspondientes y presentados de un modo ordenado para facilitar el trabajo del odontólogo	
ESTUCHE	Estuche conteniendo 120 unidades + 7 fresas y accesorios.	
COMPOSICIÓN	Las espigas están fabricadas con una aleación de titanio, de acuerdo con la norma ASTM grado 5.	
CARACTERÍSTICAS	Aleación de gran eficacia. Se presenta en dos medidas, según diámetro de la punta; 0,8 mm y 1,0 mm.	
USO PREVISTO	Se utiliza en general en el campo de la cirugía ósea.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	