

FICHA TÉCNICA

Junio 2020

PRODUCTO	GAFAS DE PROTECCIÓN	
REFERENCIA	15874	
FABRICANTE	Huanghua Promisee Dental Co. Ltd. Add. Mould Industry Garden, Empolder section, Huanghua City, Hebei Province, China	
CLASIFICACIÓN	Equipo de Protección Individual, en conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425. Cumple con EN 166:2001 <i>Protección individual de los ojos. Especificaciones</i>	
DESCRIPCIÓN	Gafas de protección	
COMPOSICIÓN	PC	
ESPECIFICACIONES	160x58 mm	
ENVASE	Envase conteniendo 1 unidad	
VIDA ÚTIL	3 años	
USO PREVISTO	Utilizadas principalmente por médicos o pacientes como protector ocular durante el tratamiento médico, para evitar salpicaduras.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	El producto debe almacenarse en una sala seca, ventilada y con temperatura ambiente cuya humedad relativa no sea superior al 80% y no tenga gases corrosivos. Evitar la luz solar directa. Prevención de extrusión y daños durante el almacenamiento.	
SDS	No aplicable	