

	TECHNICAL DATA SHEET	

PRODUCTO	Cuñas interdentaes Hawe codificadas por color, surtidas	
REFERENCIA	823	
FABRICANTE	KerrHawe SA	
CLASIFICACION	CLASE I Directive 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN	Sistema de Cuñas interdentaes de madera con forma anatomica y lados cóncavos que se adaptan perfectamente a la morfología interdental. Codificadas por color según el tamaño y longitud	
ESPECIFICACIONES		
PRESENTACION	C x 100 cuñas surtidas	
VIDA UTIL	1800 días	
INTENDED OF USE	Cuñas interdentaes de madera con forma anatomica	
SEGURIDAD	Solo para uso profesional	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO		