



## FICHA TÉCNICA

<b>PUNTAS DISPENSADORAS JERINGA ÁCIDOS</b>		
<b>REFERENCIA</b>	16321	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	J.Ripoll S.L. c/ Río Tiètar 20 28110 Algete, Madrid	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, Directiva 93/42/CEE	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Puntas para jeringa de gel para grabado dental, 20 g, conexión luer lock. Las Puntas Dispersadoras son productos de uso en odontología para la limpieza de boca. Son curvadas 30° para facilitar el acceso a sitios complejos.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Las puntas están fabricadas de PVP y acero inoxidable.	
<b>ENVASE</b>	Envases conteniendo 12 unidades	
<b>VIDA ÚTIL</b>	Debido a las características del producto, no tienen fecha prevista de caducidad.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Las Puntas Dispersadoras son productos de uso en odontología para la aplicación de geles o líquidos en los dientes para la limpieza de la boca.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	Solamente para uso profesional dental. Producto no estéril. No se considera un producto peligroso para la salud humana ni para el medio.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

**TECHNICAL DATA SHEET**

<b>SYRINGE DISPENSING TIPS</b>		
<b>REFERENCE</b>	16321	
<b>MANUFACTURER</b>	J.Ripoll S.L. c/ Río Tiètar 20 28110 Algete, Madrid - Spain	
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical Device, Class I, according to Directive 93/42/EEC.	
<b>DESCRIPTION</b>	Tips for gel syringe for dental engraving, 20 g, luer lock connection. The dispensing tips are products for professional dental use only used during the process of dental cleaning. They are bended 30° for easier access to the teeth.	
<b>COMPOSITION</b>	The tips are made of PVP and stainless steel.	
<b>PACKAGING</b>	Packages containing 12 pieces	
<b>SHELF LIFE</b>	Due to the characteristics of the product, no specific shelf-life is defined.	
<b>INTENDED USE</b>	The dispensing tips are medical devices for the application of gels or liquids during dental cleaning.	
<b>SAFETY INFORMATION</b>	For professional dental use only. Non-sterile product. It is not considered a dangerous product for health or the environment.	
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.	