


FICHA TÉCNICA

FIBER-SPLINT (2 m x 4 mm)		
REFERENCIA	16389	
FABRICANTE	POLYDENTIA S.A. Via Cantonale 47 6805 Mezzovico-Vira, Suiza	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario clase IIa, según el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Tira de fibra de vidrio de una capa, de 4 mm de anchura.	
COMPOSICIÓN	Fibra de vidrio.	
ESPECIFICACIONES	Libre de látex. Medidas: 2 m x 4 mm x 0,05 mm	
ENVASE	Envase conteniendo 2 metros.	
FINALIDAD PREVISTA	Utilizado para: <ul style="list-style-type: none"> - Estabilización de dientes con movilidad aumentada secundaria a periodontitis. - Estabilización de dientes con movilidad aumentada o avulsionados por traumatismo. - Puentes anteriores adhesivos creados con dientes restaurados de composite, con dientes prefabricados y con dientes originales endodonciados. 	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Solamente para uso profesional dental. No usar Fiber-Splint en pacientes con alergia conocida a uno de los componentes	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad. Evitar temperaturas superiores a 25 °C	