




## FICHA TÉCNICA

<b>ESPACIADORES PROCLINIC</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	Ver Anexo 1	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO., LTD.</b> Room 302, Nanshan Zhiyuan A4, No.1001 Xueyuan Avenue, Changyuan community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000 Guangdong, P.R. China	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE sobre los productos sanitarios.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Dispositivos para el trabajo en los canales radiculares.	
<b>COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS</b>	Las características de los dispositivos cumplen con los requisitos de la norma ISO 3630: Odontología: instrumentos para conductos radiculares. Materiales: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoja: acero inoxidable</li> <li>- Mango: acero, plástico</li> </ul>	
<b>ENVASE</b>	Envase con 6 unidades	
<b>VIDA ÚTIL</b>	La vida útil se estima en 3 años a partir de la fecha de fabricación, pero puede variar según las condiciones y frecuencia de uso y el número de ciclos de esterilización.	
<b>USO PREVISTO</b>	Dispositivos para condensar lateral y verticalmente la gutapercha. Sólo para uso por profesionales especializados en odontología.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	
<b>SDS</b>	No aplicable	

## TECHNICAL DATA SHEET

<b>PROCLINIC SPREADERS/PLUGGERS</b>		
<b>REFERENCES</b>	See Annex 1	
<b>MANUFACTURER</b>	<b>SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO., LTD.</b> Room 302, Nanshan Zhiyuan A4, No.1001 Xueyuan Avenue, Changyuan community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000 Guangdong, P.R. China	
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical Device, Class I, according to Directive 93/42/EEC concerning to medical devices.	
<b>DESCRIPTION</b>	Instruments for radicular canals.	
<b>CHARACTERISTICS</b>	The characteristics of the devices meet the requirements of the current product standard ISO 3630: definition of the instruments for radicular canals. Materials: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blade: Stainless steel</li> <li>- Shank: steel, plastic</li> </ul>	
<b>PACKAGING</b>	Package with 6 units	
<b>SHELF LIFE</b>	The shelf life is estimated at 3 years from the date of manufacture but may vary depending on the conditions and frequency of use and the number of sterilization cycles.	
<b>INTENDED USE</b>	For lateral and vertical condensation of gutta-percha. These medical devices are used by professionals skilled in dentistry.	
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	
<b>SDS</b>	Not applicable	

## FICHE TECHNIQUE

<b>CONDENSEURS PROCLINIC</b>		
<b>RÉFÉRENCES</b>	Voir Annexe 1	
<b>FABRICANT</b>	<b>SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO., LTD.</b> Room 302, Nanshan Zhiyuan A4, No.1001 Xueyuan Avenue, Changyuan community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000 Guangdong, P.R. China	
<b>CLASSIFICATION</b>	Classe IIa selon la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.	
<b>DESCRIPTION</b>	Instruments pour l'obturation des canaux.	
<b>CARACTERISTIQUES</b>	Les caractéristiques des produits sont conformes aux exigences de la norme de produit en vigueur ISO 3630-4: Définition des instruments pour canaux radiculaires. Matières: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lame: acier inoxydable</li> <li>- Manche: acier, plastique</li> </ul>	
<b>EMBALLAGE</b>	Boîte de 6 unités	
<b>DUREE DE VIE</b>	La durée de vie est estimée à 3 ans à partir de la date de fabrication mais peut varier en fonction du mode d'utilisation (coupe, conditions), de la fréquence d'utilisation, et du nombre de cycles de stérilisation.	
<b>USAGE REVENDIQUE</b>	Instruments pour condensent la gutta-percha latéralement et verticalement. Ces dispositifs sont utilisés par des professionnels, spécialisés en dentisterie.	
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE</b>	Dans un endroit à température ambiante, sec, frais, hors poussière	
<b>SDS</b>	Non applicable	

**ANEXO 1 / ANNEX 1 / ANNEXE 1**

17657	Spaziatori Punta n° 15-40 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Finger Spreaders No. 15-40 (25 mm)</i> / Espaciador Punta n.º 15-40 (25 mm) Proclinic
17658	Spaziatori Punta n° 15 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Finger Spreaders No. 15 (25 mm)</i> / Espaciador Punta n.º 15 (25 mm) Proclinic
17659	Spaziatori Punta n° 35 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Finger Spreaders No. 35 (25 mm)</i> / Espaciador Punta n.º 35 (25 mm) Proclinic
17660	Spaziatori Punta n° 20 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Finger Spreaders No. 20 (25 mm)</i> / Espaciador Punta n.º 20 (25 mm) Proclinic
17664	Spaziatori Punta n° 25 (25 mm) (n° 3) Proclinic / <i>Proclinic Finger Spreaders No. 25 (25 mm) (No. 3)</i> / Espaciador Punta n.º 25 (25 mm) (n.º 3) Proclinic
17665	Spaziatori Punta n° 30 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Finger Spreaders No. 30 (25 mm)</i> / Espaciador Punta n.º 30 (25 mm) Proclinic
17666	Spaziatori Punta n° 40 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Finger Spreaders No. 40 (25 mm)</i> / Espaciador Punta n.º 40 (25 mm) Proclinic
17667	Spaziatori Punta Piana n° 20 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Finger Pluggers No. 20 (25 mm)</i> / Espaciador Punta Plana n.º 20 (25 mm) Proclinic
17668	Spaziatori Punta Piana n° 25 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Finger Pluggers No. 25 (25 mm)</i> / Espaciador Punta Plana n.º 25 (25 mm) Proclinic
17669	Spaziatori Punta Piana n° 30 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Finger Pluggers No. 30 (25 mm)</i> / Espaciador Punta Plana n.º 30 (25 mm) Proclinic
17670	Spaziatori Punta Piana n° 35 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Finger Pluggers No. 35 (25 mm)</i> / Espaciador Punta Plana n.º 35 (25 mm) Proclinic