



FICHA TÉCNICA

GUANTES DE NITRILO SIN POLVO		
REFERENCIAS	<p>17848: Tamaño L 17849: Tamaño M 17850: Tamaño S 17851: Tamaño XS</p>	
FABRICANTE / RESPONSABLE	MAXTER GLOVE MANUFACTURING SDN. BHD, Jalan Haji Abdul Manan, 41050 Klang, Selangor, Malasia.	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según Reglamento 2017/745 Producto EPI CAT III, según Reglamento 2016/425	
DESCRIPCIÓN	Guantes de nitrilo, sin polvo, no estériles, de un solo uso. Ambidiestros. Color azul, microtexturizados.	
COMPOSICIÓN	100% nitrilo.	
ESPECIFICACIONES	<p>Tamaño XS ≤ 80 mm Tamaño S 80 ± 10 mm Tamaño M 95 ± 10 mm Tamaño L 110 ± 10 mm</p>	
ENVASE	Caja con 200 unidades	
VIDA ÚTIL	5 años	
FINALIDAD PREVISTA	Protección de barrera de la mano del usuario para la realización de exámenes médicos o clínicos, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, en odontología y también para fines de laboratorio.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Producto de un solo uso. No usar si el envase o el guante están dañados.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	
NORMATIVAS QUE CUMPLEN	<p>EN 455:-1,-2,-3,-4 EN 420+A1 EN 374:-1</p>	

TECHNICAL DATA SHEET

NITRILE GLOVES POWDER FREE		
REFERENCES	17848: Size L 17849: Size M 17850: Size S 17851: Size XS	
MANUFACTURER	MAXTER GLOVE MANUFACTURING SDN. BHD, Jalan Haji Abdul Manan, 41050 Klang, Selangor, Malaysia.	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, in compliance with EU Regulation 2017/745 PPE Product in compliance with EU Regulation 2016/425	
DESCRIPTION	Nitrile gloves powdered free. Non-sterile. Ambidextrous. Blue colour. Microtextured. For single use only.	
COMPOSITION	100% nitrile.	
SPECIFICATIONS	Size XS ≤ 80 mm Size S 80 ± 10 mm Size M 95 ± 10 mm Size L 110 ± 10 mm	
PACKAGING	100 units	
SHELF LIFE	5 years	
INTENDED USE	Gloves intended for use in the medical field to protect patient and user from cross contamination. Intended for conducting medical examinations, diagnostic and therapeutic procedures, in dentistry and in handling contaminated medical material.	
SAFETY INFORMATION	For single use only. Do not use if package or glove are damaged.	
HANDLING AND STORAGE	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	
STANDARDS APPLIED	EN 455:-1,-2,-3,-4 EN 420+A1 EN 374:-1	