

## FICHA TÉCNICA

<b>GAFAS DE PROTECCIÓN</b>		
<b>REFERENCIA</b>	17854	
<b>FABRICANTE</b>	Innovative Material and Devices, Inc	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Equipo de Protección Individual, categoría II, en conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Gafas de protección estancas que ofrecen comodidad y un alto grado de protección. Su forma panorámica proporciona un campo de visión amplio.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Lente (policarbonato), cuerpo de la lente (cloruro de polivinilo), orificio de ventilación (polipropileno) y banda (cuerdas elásticas).	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Tamaño de las gafas, 150±20mm×72±20mm×1.5±0.8mm	
<b>ENVASE</b>	Envase con 1 unidad	
<b>USO PREVISTO</b>	Protección contra el polvo, las gotas y las salpicaduras.	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abra el envase, saque el producto y retire las cubiertas de las lentes;</li> <li>2. Tire de la cuerda elástica y deje que las gafas se fijen alrededor de los ojos en la posición cómoda;</li> <li>3. Puede ser compatible con gafas de miopía, de lectura, etc. Provee una visión amplia y función de anti-vaho, a prueba de salpicaduras y anti-impacto.</li> <li>4. Quítese las gafas y elimínelas como desechos peligrosos después de su uso.</li> </ol>	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Este producto es desechable y de un solo uso. No lo use si el paquete está dañado.</li> <li>2. Los productos contaminados deben eliminarse como desechos peligrosos de acuerdo con las normativas nacionales.</li> </ol>	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	El producto debe almacenarse en una habitación bien ventilada con una humedad relativa máxima del 80% sin gas corrosivo.	
<b>SDS</b>	No aplicable	