

# Pijama quirúrgico de microfibra SMS

## No estéril



### Clasificación

DM clase I



### Material

Microfibra SMS 35 g/m<sup>2</sup> sin látex



### Tallas

M, L, XL



### Color

Azul



### Embalaje

Caja de 20 pijamas



## Versatil

Sustituye a la bata en las actividades diarias de la clínica.



## Cómodo

Cómodo y transpirable, de manga corta y ancha para facilitar cualquier movimiento.



## Seguro

Combina una perfecta protección del cuerpo con la máxima movilidad.

Talla	M	L	XL	
Código	18877	18878	18879	
A	Largo total de la casaca	74 cm	76 cm	78 cm
B	Ancho del cuerpo de la casaca	57 cm	60 cm	63 cm
C	Ancho total de la casaca	89 cm	95 cm	101 cm
D	Ancho del cuello	22 cm	23 cm	24 cm
E	Ancho de las mangas	20 cm	21 cm	22 cm
F	Altura del cuello	14 cm	14 cm	14 cm
G	Largo total del pantalón	106 cm	108 cm	112 cm
H	Largo de cintura	54 cm	59 cm	62 cm
I	Ancho de pierna	23 cm	24 cm	25 cm
L	Largo de tiro	28 cm	29 cm	30 cm

