

Tallas rectangulares

Con y sin lado adhesivo



Clasificación

DM clase I s



Material

TNT + polietileno 54 g/m²
sin látex



Color

Celeste



Esterilidad

Esterilidad garantizada 5 años



Protector

Útiles para proteger las superficies quirúrgicas. Los modelos con el lado corto adhesivo evitan la contaminación accidental del campo por el movimiento de las tallas.




Práctico

Las tallas están dobladas de forma que garantizan un desplegado rápido y aseguran la asepsia del campo operatorio evitando el riesgo de contaminación.



Seguro

El material doblemente acoplado ofrece una barrera bacteriológica total tanto en condiciones secas como húmedas.



Tipo	Sin adhesivo					Con adhesivo		
Código	18892	18893	18894	18895	18896	18897	18898	18899
Unidades por caja	125	100	50	25	25	75	50	25
A Ancho total	50 cm	50 cm	75 cm	100 cm	150 cm	50 cm	75 cm	100 cm
B Largo total	50 cm	75 cm	90 cm	150 cm	200 cm	75 cm	90 cm	150 cm
C Ancho total adhesivo	/	/	/	/	/	50 cm	75 cm	100 cm
D Altura total adhesivo	/	/	/	/	/	4 cm	4 cm	4 cm