

# Tallas fenestradas con adhesivo

## Central y descentrada



**Clasificación**  
DM clase I s



**Material**  
TNT + polietileno 54 g/m<sup>2</sup>  
sin látex



**Color**  
Celeste



**Esterilidad**  
Esterilidad garantizada 5 años



### Protector

Ideales para crear un campo estéril alrededor de la boca, la versión fenestrada descentrada permite aprovechar la longitud de la talla para cubrir al paciente.



### Práctico


Las tallas están dobladas de forma que garantizan un despliegado rápido y aseguran la asepsia del campo operatorio evitando el riesgo de contaminación.




### Seguro

El material doblemente acoplado ofrece una barrera bacteriológica total tanto en condiciones secas como húmedas.

Tipo	Fenestrada central			Fenestrada descentrada
Código	18900	18901	18902	18903
Unidades por caja	100	75	50	25
A Ancho total	50 cm	50 cm	75 cm	100 cm
B Largo total	50 cm	75 cm	90 cm	150 cm
C Ancho ventana	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
D Largo ventana	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm
E Cm de alto	/	/	/	47 cm



Fenestrada central



Fenestrada descentrada