

Tallas en Softesse®

Rectangulares, con fisura en U o Fenestrada



Clasificación

DM clase I s



Material

TNT Softesse® 70 g/m²
sin látex



Color

Celeste



Esterilidad

Esterilidad garantizada 5 años



Seguras

Una vez colocadas, los tejidos permanecen en su posición, sin moverse ni deslizarse.




Transpirables

Previenen el aumento de la temperatura corporal gracias a la alta transpirabilidad del tejido.




Antirreflejos


La gran opacidad del tejido reduce al mínimo el riesgo de distracciones que causan los reflejos.




270222 - Rectangular sin adhesivo



270223 - Con fisura en U sin adhesivo y pasante para tubo de aspiración



270224 - Con fisura en U adhesiva y pasante para tubo de aspiración



270225 - Fenestrada descentrada con adhesivo

Código	A	B	C	D	E	F	G	Unidades por caja
	Ancho total	Largo total	Ancho fisura	Largo fisura	Largo del pasante para tubo	Cm de lado	Cm de alto	
18908	75 cm	100 cm						40 tallas
18909	133 cm	200 cm	50 cm	6,5 cm	55 cm	39 cm	85 cm	10 tallas
18910	133 cm	200 cm	50 cm	6,5 cm	55 cm	39 cm	85 cm	10 tallas
18911	100 cm	150 cm	6 cm	9 cm			47 cm	25 tallas