

Talla antipánico en Softesse®



Clasificación

DM clase I s



Material

TNT Softesse® 70 g/m²
sin látex



Color

Celeste



Embalaje

Caja de 5 tallas



Esterilidad

Esterilidad garantizada 5 años



Práctica

Cubre íntegramente al paciente desempeñando a la vez la función de gorro, tallas protectoras y bata. Optimiza los tiempos de aplicación, garantizando una total comodidad y ahorro.



Ergonómica

Ventana antipánico con protector para nariz incorporado y suave esponja para una fácil colocación en el rostro del paciente. Permite una interacción fácil e inmediata con el operador, reduciendo la ansiedad durante la operación.



Segura

Fijatubos de velcro para una mayor seguridad durante la operación y para reducir el riesgo de contaminación accidental del campo quirúrgico.

Código	18912	
A	Ancho total	133 cm
B	Largo total	200 cm
C	Ancho de la ventana	11 cm
D	Alto de la ventana	10 cm
E	Largo de la ventana	13 cm
F	Ancho de la ventana	4,5 cm
G	Distancia ventana de alto	42 cm
H	Distancia fijatubos de alto	90 cm

