

Tallas transparentes

Con lado adhesivo



Clasificación

DM clase I s



Material

LDPE, sin látex



Tamaño

40* x 50 cm * lado adhesivo



Color

Transparente



Embalaje

Caja de 20 tallas



Esterilidad

Esterilidad garantizada 5 años



Protectoras

Protegen el motor de implantes, la Unidad de control y las superficies quirúrgicas sin afectar a la esterilidad del campo operatorio.



Higiénicas

El lado adhesivo permite fijarlo de forma fácil y rápida sin dejar residuos en la superficie.



Fáciles de usar

El material transparente garantiza la máxima visibilidad y uso del panel de control.

Código	18917
A Ancho total	40 cm
B Largo total	50 cm
C Ancho total adhesivo	4 cm

