

# Cánula quirúrgica

## Estéril



### Clasificación

DM classe II a



### Material

PVC



### Tamaño

Ø 2,5 mm  
Ø 4,8 mm - sin punta



### Color

Blanco / celeste



### Embalaje

18922 - Caja de 20 cánulas



### Esterilidad

Esterilidad garantizada 5 años



### Precisa

El color azul de la punta ofrece el máximo contraste para una mayor precisión de intervención.



### Versatil

En procedimientos quirúrgicos que exigen una mayor capacidad de aspiración, se puede retirar la punta, pasando de un Ø de 2,5 mm a un Ø de 4,8 mm.



### Trazable

Cada cánula va empaquetada en un blíster médico estéril con doble etiqueta adhesiva con código de barras que garantiza la trazabilidad del producto.