



Código: 270631

Código: 270632

Código: 270633

15 bolsas de 500 ml

10 bolsas de 1000 ml

20 bolsas de 250 ml

CLORURO DE SODIO 0,9%
CODIGO C.N.D. V9099

Solución estéril apirógena isotónica para uso dental

CLASE: IIa, Estéril

Conforme a la Directiva 2007/47/Ce, adjunto V

Marcado CE0373 Organismo notificado Instituto Superior de Sanidad

NO INYECTABLE

Composición: Cloruro de Sodio 9 grs. – Agua para preparación de inyectables c.s.p. 1000 ml.
mEq/l: Na + 154, Cl- 154 **Osmolaridad teórica:** 308 mOsm/l **pH:** 4,5 – 7,0

Uso: Este producto ha sido concebido para refrigerar el instrumental quirúrgico giratorio durante las intervenciones de cirugía implantaria. Después de la intervención quirúrgica, la solución puede usarse para eliminar sangre y fragmentos de tejido, para el lavado e irrigación de heridas. También puede usarse para desinfectar instrumentos médico-quirúrgicos termosensibles. **Caducidad:** 2 años.

Producto de INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE, S.r.l
Via Cassia Nord 351, 53014 – Monteroni d'Arbia (SI) – Italy para:

MATERIALES DENTALES ALLE, S.L. Plaza Francesc Macià, 8-9, 6º D, 08029 Barcelona
- España
Tel.: + 34 93 405 3119
<http://www.alledental.com> – e-mail: pedidos@alledental.com